


Pointes Gel Loading

- en polypropylène transparent
- longues et fines sections capillaires pour chargement du gel
- utilisation dans le séquençage des acides nucléiques
- compatibles avec Gilson Pipetman® P20-P100-P200, Eppendorf®, Biohit® Proline & mLine, Socorex® Acura, HTL® Discovery, Nichiryo®, Thermo Scientific® Finnpiquette® et micropipettes similaires
- modèles avec filtre pour se prémunir contre les

- contaminations aéroportées et les contaminations croisées
- autoclavables
- deux packagings :
 - non stériles, en vrac, en sachet de 1 000 pièces
 - stériles, apyrogènes, exempts ADN, DNase, RNase en rack de 96 pièces, autoclavable, avec couvercle



0,1 - 100 µl neutres avec filtre				réf.	Prix HT
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4551	
0,1 - 200 µl neutres					
	en vrac	non stériles	les 1000	PP4561	
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4562	
0,1 - 200 µl neutres avec filtre					
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4571	

Pointes macro stériles avec filtre type Finnpiquette™

- en polypropylène médical de haute pureté
- exemptes de cadmium, métaux lourds et latex
- très transparentes
- parfaite étanchéité avec les micropipettes compatibles
- directionnalité optimale des liquides dans le processus de vidange
- excellent degré d'imperméabilité
- autoclavables
- en rack de 50 pièces, autoclavable, avec couvercle



1000 - 5000 µl neutres			réf.	Prix HT	Compatibilité
	rack 50 pointes	stériles	les 200 (4 racks x 50 pointes)	PP4860	Brand® Transferpette® S 500-5000