



Pointes stériles avec filtre type GILSON®

- en polypropylène
- autoclavables
- le filtre élimine les risques de contamination et de résultats falsifiés, causés par des micropipettes contaminées
- stériles par irradiation aux rayons ioniseurs, exempts d'ADN, de DNase et de RNase, sans cadmium et apyrogènes
- deux packagings :
 - stériles, en vrac, en sachet de 1 000 pièces
 - stériles, en rack de 50 ou 96 pièces, autoclavable, avec couvercle, scellé individuellement par un film transparent pour garantir la stérilité

0,1 - 10 µl neutres, graduées (P2 - P10)				réf.	Prix HT	Compatibilité
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4701		Eppendorf® Reference Socorex® Acura - HTL® Discovery Thermo Scientific™ Finnpipe™ Sartorius® (old model) - Jencons® Eikay® - Brand® Transferpette Nichiryo® - AHN pipet4u®
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4702		
0,1 - 10 µl neutres, graduées et allongées (P2 - P10)						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4711		Eppendorf® Reference Socorex® Acura HTL® Discovery Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™ Sartorius® (old model) - Jencons® Eikay® - Brand® Transferpette AHN pipet4u® - Genex®
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4712		
2 - 30 µl neutres, graduées et biseautées (Pipetman P20 - P100 - P200)						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4721		Eppendorf® Research Sartorius® Proline - Socorex® Acura HTL® Discovery - Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™ Rainin® "standard" (no LTS) AHN pipet4u®
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4722		
2 - 100 µl neutres, graduées et biseautées (Pipetman P20 - P100 - P200)						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4731		Eppendorf® Research Sartorius® Proline - Socorex® Acura HTL® Discovery - Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™ Rainin® "standard" (no LTS) AHN pipet4u®
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4732		
2 - 200 µl neutres, biseautées (Pipetman P20 - P100 - P200)						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4741		Eppendorf® Research Sartorius® Proline, mLine (monocanales) Socorex® Acura HTL® Discovery DV20-DV100-DV200 Nichiryo® - AHN pipet4u® Thermo Scientific™ Finnpipe™ Rainin® "standard" (no LTS)
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4742		
50 - 1000 µl neutres (Pipetman P1000)						
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4751		Eppendorf® Research Sartorius® Proline - Socorex® Acura HTL® Discovery - Nichiryo® Thermo Scientific™ Finnpipe™ Rainin® "standard" (no LTS) AHN pipet4u®
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4752		
1000 - 5000 µl bleues (Pipetman P5000)						
	rack 50 pointes	stériles	les 200 (4 racks x 50 pointes)	PP4761		Socorex® Calibra Nichiryo® HTL® Discovery DV5000
2000 - 10000 µl neutres (Pipetman P10000)						
	rack 25 pointes	stériles	les 100 (4 racks x 25 pointes)	PP4771		Socorex® Acura & Calibra HTL® Discovery DV10000 Brand® Transferpette Thermo Scientific™ Finnpipe™