






Pointes universelles stériles avec filtre



- en polypropylène
- autoclavables
- le filtre élimine les risques de contamination et de résultats falsifiés, causés par des micropipettes contaminées
- stériles par irradiation aux rayons ioniseurs, exempts d'ADN, de DNase et de RNase, sans cadmium et apyrogènes

- deux packagings :
 - stériles, en vrac, en sachet de 1 000 pièces
 - stériles, en rack de 50 ou 96 pièces, autoclavable, avec couvercle, scellé individuellement par un film transparent pour garantir la stérilité

				réf.	Prix HT
10 µl neutres					
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4801	
200 µl neutres					
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4802	
1000 µl neutres					
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4803	
2 - 30 µl neutres					
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4811	
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4812	
2 - 100 µl neutres					
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4821	
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4822	
2 - 200 µl neutres, graduées					
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4831	
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4832	
50 - 1000 µl neutres					
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4841	
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4842	
50 - 1000 µl neutres, graduées					
	emballage par 1000	stériles	les 1000	PP4851	
	rack 96 pointes	stériles	les 960 (10 racks x 96 pointes)	PP4852	