

## Seringues universelles pour micropipette

- en polypropylène
- méthode de déplacement direct
- seringues adaptées aux liquides visqueux, infectieux et volatils
- adaptateurs à code couleur pour une identification rapide, indispensables : livrés avec les seringues jusqu'au volume 10 ml, à commander pour les volumes 25 et 50 ml
- seringues stériles : exemptes ATP, ADN, DNase et RNase, et apyrogènes
- compatibilité :  
 Eppendorf® : Multipette M4, Multipette stream, Multipette plus et Multipette 4780  
 Gilson® : Repetman  
 Ritter® : Ripette, Ripette pro et Ripette genX  
 Sartorius® : eLine  
 Brand® : HandyStep, HandyStep S et HandyStep electronic  
 HTLLab Solutions® : Minilab 100 & Minilab 101  
 Continental Lab Products® : EasyStep  
 Nirco® : Handrop  
 Scilogex® : StepMate



volume	graduées	seringues standard en vrac		seringues stériles en emballage individuel		adaptateurs couleur	
0,1 ml	-	PP4901	les 100	PP4911	les 100	gris	livrés avec les seringues
0,2 ml	-	PP4902	les 100	PP4912	les 100	bleu clair	livrés avec les seringues
0,5 ml	-	PP4903	les 100	PP4913	les 100	violet	livrés avec les seringues
1,0 ml	-	PP4904	les 100	PP4914	les 100	jaune	livrés avec les seringues
2,5 ml	-	PP4905	les 100	PP4915	les 100	vert	livrés avec les seringues
5,0 ml	graduées	PP4906	les 100	PP4916	les 100	bleu foncé	livrés avec les seringues
10,0 ml	graduées	PP4907	les 100	PP4917	les 100	orange	livrés avec les seringues
25,0 ml	graduées	PP4908	les 25	PP4918	les 25	rouge	PP4928 les 50
50,0 ml	graduées	PP4909	les 25	PP4919	les 25	gris	PP4929 les 50