

Microplaques Riplate® 96

96 puits



- en PS ou PP, suivant modèle
- pour applications ELISA.
- code alphanumérique
- la forme de la plaque réduit considérablement le transfert d'échantillons
- dimensions standardisées (128 x 85 mm) assurent une certaine compatibilité avec les machines de laboratoire les plus courantes

capacité	matériau	puits	fond	référence	Prix HT
300 µl	PP	ronds	U	RP4030	les 64
300 µl	PS	ronds	U	RP4040	les 100
240 µl	PS	ronds	V	RP4041	les 100
350 µl	PS	ronds	F	RP4042	les 100

Microplaques Riplate® 384

384 puits



- en PP
- pour les systèmes automatisés de dépistage et de stockage
- code alphanumérique
- puits carrés pour un volume accru
- fond en V pour une importante récupération des échantillons
- cadre élevé (3 mm) pour un empilement stable et sans glissement

capacité	matériau	puits	fond	référence	Prix HT
120 µl	PP	carrés	V	RP4050	les 60
200 µl	PP	carrés	V	RP4052	les 40

Microplaques Riplate® medio

96 puits



- en PP
- 96 puits coniques
- plaques de stockage
- moins de 50% de l'espace d'empilement est nécessaire
- code alphanumérique
- bords surélevés des puits permettent une fermeture hermétique
- puits coniques facilitent le mélange des échantillons
- adaptée au stockage limité (réfrigérateur)

capacité	matériau	puits	fond	référence	Prix HT
0,5 ml	PP	ronds	V	RP4060	les 40
1 ml	PP	ronds	V	RP4062	les 32
2 ml	PP	ronds	V	RP4064	les 20