

Micotubes 0,2 ml avec capuchon perçable

- en polypropylène
- autoclavable +121°C
- capuchon plat perçable, avec surface d'écriture

Micotubes 0,2 ml	dim. ext.	accélération max.	référence	Prix HT
micotubes 0,2 ml avec capuchon plat perçable	Ø6 x h21 mm	6 000 g	PP2007 les 1000	



Micotubes 0,5 ml avec capuchon perçable

- en polypropylène
- autoclavable +121°C
- capuchon plat perçable
- non gradués

Micotubes 1,2 / 2 ml	dim. ext.	acc. max.	référence	Prix HT
micotubes 0,5 ml avec capuchon plat perçable	Ø6,0 x h44 mm	15 000 g	PP2006 les 1000	
micotubes 0,5 ml avec capuchon plat perçable	Ø7,5 x h30 mm	18 000 g	PP2005 les 1000	



Micotubes 1,5 - 2,0 ml

- en polypropylène
- autoclavables +121°C
- modèles avec capuchon plat perçable, avec surface d'écriture

Micotubes 1,2 / 2 ml	dim. ext.	acc. max.	référence	Prix HT
micotubes 1,5 ml sans capuchon	Ø10,0 x h40 mm	15 000 g	PP2001 les 1000	
micotubes 1,5 ml avec capuchon plat perçable	Ø10,5 x h40 mm	18 000 g	PP2002 les 1000	
micotubes gradués 1,5 ml avec capuchon plat perçable	Ø10,0 x h40 mm	25 000 g	PP2003 les 1000	
micotubes gradués 2,0 ml avec capuchon plat perçable	Ø11,0 x h42 mm	25 000 g	PP2004 les 1000	



Micotubes 0,5 ml en polyéthylène capuchon perçable

- en polyéthylène
- capuchon plat perçable
- non gradués

Micotubes 0,5 ml	dim. ext.	acc. max.	référence	Prix HT
micotubes 0,5 ml capuchon plat perçable	Ø6,0 x h44 mm	11 000 g	PP2006 les 1000	

