


Microplaques deepwell 384 puits carrés 400 µl

384 puits

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- temp. +196°C à +121°C
- apyrogènes



- puits 3,8 x 3,8 mm
- centrifugation jusqu'à 6000 g
- format standard SBS : compatibles avec systèmes robotisés
- grille alphanumérique
- coin biseauté pour faciliter l'orientation
- empilables
- résistant au Diméthylsulfoxyde
- dim. : 127,76 x 85,48 x h41,6 mm

Coloris	référence	Prix HT
naturel	DS3990 les 4	
bleu	DS3991 les 4	
vert	DS3992 les 4	
rose	DS3993 les 4	
jaune	DS3994 les 4	

Microplaques deepwell Bioblock™ 96 puits

96 puits

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- temp. +196°C à +121°C
- apyrogènes



- centrifugation jusqu'à 6000 g
- format standard SBS : compatibles avec systèmes robotisés
- grille alphanumérique
- coin biseauté pour faciliter l'orientation
- empilables
- résistantes au Diméthylsulfoxyde
- dim. : 127,76 x 85,48 x h41,6 mm

Plaques 96 puits	96 puits ronds 1 ml	96 puits carrés 2 ml
dim. puits	Ø 6,7 mm	8,3 x 8,3 mm
naturel	DS3960 les 4	DS3980 les 4
bleu	DS3961 les 4	DS3981 les 4
vert	DS3962 les 4	DS3982 les 4
rose	DS3963 les 4	DS3983 les 4
jaune	DS3964 les 4	DS3984 les 4


Microplaques deepwell pour barrettes de tubes 600 µl

96 puits

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- temp. +196°C à +121°C
- apyrogènes

capacité :
12 barrettes
de 8 microtubes

barrettes amovibles
ou fixées dans la
microplaque,
suivant modèle



- format standard SBS : compatibles avec les systèmes robotisés
- centrifugation : jusqu'à 6000 g
- résistantes au diméthylsulfoxyde
- grille alphanumérique
- coin biseauté pour faciliter l'orientation
- empilables
- dim. : 128 x 85 x h42 mm

	référence	Prix HT
Microplaques avec barrettes amovibles de 8 tubes	DS3970 les 4	
Microplaques avec barrettes fixes de tubes	DS3971 les 4	
Barrettes de 8 tubes 600 µl (pour modèle DS3970)	DS3725 les 600	
Barrettes de 8 capuchons à dôme	DS3700 les 125	
Barrettes de 8 capuchons plats	DS3705 les 125	

Microplaques Biotube™ avec tubes ou barrettes 1,2 ml

96 puits



- couvercle et base conçus pour éviter tout mauvais alignement
- base blanche, couvercle translucide
- en polypropylène
- format standard SBS : compatibles avec systèmes robotisés
- grille alphanumérique identique et très lisible sur le couvercle et sur la base
- autoclavables
- dimensions universelles compatibles avec les systèmes robotisés

Microplaques 96 tubes	non stériles	stériles
96 tubes en vrac	AX50161 les 10	AX50261 les 10
12 barrettes x 8 tubes	AX50162 les 10	AX50262 les 10
8 barrettes x 12 tubes	AX50163 les 10	AX50263 les 10
Boîtes nues, sans microtubes	AX50164 les 10	-