

Microtubes vissants

- en polypropylène transparent
- autoclavables +121°C
- modèles avec anneau d'étanchéité
- exempts de RNase, DNase, apyrogènes
- accélération jusqu'à 25 000 g



capacité	type	capuchon	réf.		Prix HT	réf.		Prix HT
			Microtubes standard			Microtubes stériles		
0,5 ml	coniques	sans capuchon	PP2092	les 3000		-		
		capuchon standard	PP2040	les 1000		PP2044	les 200	
		capuchon avec anneau d'étanchéité	PP2041	les 1000		PP2045	les 500	
	coniques avec jupe	sans capuchon	PP2093	les 3000		-		
		capuchon standard	PP2042	les 1000		PP2046	les 500	
		capuchon avec anneau d'étanchéité	PP2043	les 1000		PP2047	les 500	
1,5 ml	coniques	sans capuchon	PP2094	les 3000		-		
		capuchon standard	PP2050	les 1000		PP2054	les 500	
		capuchon avec anneau d'étanchéité	PP2051	les 1000		PP2055	les 500	
	coniques avec jupe	sans capuchon	PP2095	les 3000		-		
		capuchon standard	PP2052	les 1000		PP2056	les 500	
		capuchon avec anneau d'étanchéité	PP2053	les 1000		PP2057	les 500	
2 ml	coniques	sans capuchon	PP2096	les 3000		-		
		capuchon standard	PP2060	les 1000		PP2064	les 500	
		capuchon avec anneau d'étanchéité	PP2061	les 1000		PP2065	les 500	
	coniques avec jupe	sans capuchon	PP2097	les 3000		-		
		capuchon standard	PP2062	les 1000		PP2066	les 500	
		capuchon avec anneau d'étanchéité	PP2063	les 1000		PP2067	les 500	

Microtubes vissants opaques

Microtubes ambrés	dim. ext.	acc. max.	référence	Prix HT
microtubes 0,5 ml sans capuchon avec jupe	Ø11 x h44 mm	17 000 g	PP2070	les 1000
microtubes 1,5 ml sans capuchon	Ø11 x h44 mm	20 000 g	PP2072	les 1000
microtubes 1,5 ml sans capuchon avec jupe	Ø11 x h44 mm	17 000 g	PP2071	les 1000
microtubes 2,0 ml sans capuchon avec jupe	Ø11 x h44 mm	17 000 g	PP2073	les 1000
capuchon	Ø13 x h8 mm	-	PP2074	les 1000



- en polypropylène ambré
- autoclavables +121°C
- livrés sans capuchon
- exempts de RNase, DNase, apyrogènes


Capuchons pour microtubes vissants

- en polypropylène
- résistent aux températures de -90°C à +121°C
- exempts de DNase, RNase et apyrogènes



coloris	référence	Prix HT
capuchons vissants plats	PP2086	les 3000
capuchons vissants plats avec anneau d'étanchéité	PP2087	les 3000
capuchons vissants pour pastilles d'identification	PP2088	les 3000
capuchons vissants pour pastilles d'identification avec anneau d'étanchéité	PP2089	les 3000

Pastilles d'identification pour microtubes



- en polypropylène
- espace de marquage
- clipsables sans dévisser le tube

coloris	référence	Prix HT
Bleu	PP2080	les 1000
Blanc	PP2081	les 1000
Rose	PP2082	les 1000
Jaune	PP2083	les 1000
Rouge	PP2084	les 1000
Vert	PP2085	les 1000