


# Microtubes 2,0 ml capuchon vissant à filetage externe



capuchon scellé avec joint intérieur en silicone : vissez le capuchon jusqu'à ce que l'anneau scellé dépasse le pas de vis, le contenu est alors sécurisé, l'anneau scellé se brise à l'ouverture du capuchon, preuve que le tube a été manipulé

## microtubes standard

		couleur	naturel	Prix HT
1	microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe, résistance de -196 à +121°C	référence	NX7100	les 1000 / 1000
	capuchons, résistance de -196 à +121°C avec attache		NX6310	les 1000 / 1000
	capuchons, résistance de -196 à +121°C sans attache		NX6311	les 1000 / 1000

## microtubes opaques

		couleur	opaque	Prix HT
2	microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe, résistance de -196 à +121°C	référence	NX7200	les 1000 / 1000
	capuchons, résistance de -196 à +121°C avec attache		NX6410	les 1000 / 1000
	capuchons, résistance de -196 à +121°C sans attache		NX6411	les 1000 / 1000

## microtubes gradués

		couleur	naturel	Prix HT				
3	microtubes Ø11,6 x h44,5 mm sans jupe, résistance de -196 à +121°C	référence	NX7300	les 1000 / 1000				
	4	microtubes Ø11,6 x h44,5 mm avec jupe, résistance de -196 à +121°C	référence	NX7310	les 1000 / 1000			
capuchons couleur, résistance de -196 à +121°C		couleur	naturel	bleu	vert	rouge	jaune	les 500 / 500
		référence	NX6510	NX6511	NX6512	NX6513	NX6514	

## microtubes striés

		couleur	naturel	Prix HT				
5	microtubes striés Ø11,6 x h44,5 mm avec jupe, résistance de -196 à +121°C	référence	NX7400	les 500 / 500				
	capuchons couleur, résistance de -196 à +121°C	couleur	naturel	bleu	vert	rouge	jaune	
		référence	NX6510	NX6511	NX6512	NX6513	NX6514	les 500 / 500

## microtubes avec capuchon vissant de sécurité

		couleur	naturel	Prix HT
6	microtubes Ø11 x h44 mm avec jupe et capuchon de sécurité, résistance de -196 à +121°C	référence	NX7500	les 1000 / 1000