

Degrés de pureté

Eppendorf garantit des performances fiables, une contamination minimale et une conformité aux normes scientifiques exigeantes grâce à un contrôle et une certification rigoureux de la qualité et de la pureté, disponibles en divers degrés, de ses pointes, tubes et plaques.



PCR Clean


- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR




Stérile

- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)

Plaques 96 puits



Plaques 384 puits




Microplaques Eppendorf
96 puits

96 puits



- en polypropylène
- fonctionnalité assurée de -86°C à +100°C
- étiquetage alphanumérique contrasté
- centrifugation jusqu'à 6.000 g
- géométrie de puits optimisée
- degré de pureté PCR clean ou stérile



volume	puits	fond	PCR Clean		Stérile	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
400 µl	ronds	plat	DP7600	les 80	DP7603	les 80
360 µl	ronds	U	DP7601	les 80	DP7604	les 80
350 µl	ronds	V	DP7602	les 80	DP7605	les 80

Microplaques Eppendorf
384 puits

384 puits



- en polypropylène
- fonctionnalité assurée de -86°C à +100°C
- étiquetage alphanumérique contrasté
- centrifugation jusqu'à 6.000 g
- bords de puits surélevés et surface lisse
- géométrie de puits optimisée
- degré de pureté PCR clean ou stérile



volume	puits	fond	PCR Clean		Stérile	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
150 µl	carrés	plat	DP7610	les 80	DP7612	les 80
140 µl	carrés	conique	DP7611	les 80	DP7613	les 80

Microplaques Assay / Reader blanches
96 et 384 puits

96 puits

384 puits



- en polypropylène, haute résistance aux produits chimiques, contraintes mécaniques et températures extrêmes
- maximisent la réflexion, optimisées pour une très haute sensibilité de détection des signaux de luminescence
- peuvent être scannées par le dessus ou par le dessous, par des lecteurs de plaque
- degré de pureté PCR clean



puits	volume	fond	référence	Prix HT
96 puits ronds	400 µl	plat	DP7620	les 80
96 puits ronds	360 µl	U	DP7621	les 80
96 puits ronds	350 µl	V	DP7622	les 80
384 puits carrés	140 µl	conique	DP7630	les 80

Microplaques Assay / Reader noires
96 et 384 puits

96 puits

384 puits



- en polypropylène, haute résistance aux produits chimiques, contraintes mécaniques et températures extrêmes
- excellent rapport signal-bruit
- peuvent être scannées par le dessus ou par le dessous, par des lecteurs de plaque
- degré de pureté PCR clean



puits	volume	fond	référence	Prix HT
96 puits ronds	400 µl	plat	DP7623	les 80
96 puits ronds	360 µl	U	DP7624	les 80
96 puits ronds	350 µl	V	DP7625	les 80
384 puits carrés	140 µl	V	DP7631	les 80