Degrés de pureté

Eppendorf garantit des performances fiables, une contamination minimale et une conformité aux normes scientifiques exigeantes grâce à un contrôle et une certification rigoureux de la qualité et de la pureté, disponibles en divers degrés, de ses pointes, tubes et plaques.



PCR Clean

- · sans DNase
- · sans RNase
- · exempt d'ADN humain
- · sans inhibiteurs de PCR



Stérile

- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)















puits	volume		PCR Clean			Stérile	
		référence		Prix HT	référence		Prix HT
96 puits	500 μl	DP7640	les 40		DP7650	les 40	
		DP7641	les 120		DP7651	les 120	
	1000 μΙ	DP7642	les 20		DP7652	les 20	
		DP7643	les 80		DP7653	les 80	
	2000 μΙ	DP7644	les 20		DP7654	les 20	
		DP7645	les 80		DP7655	les 80	
384 puits	200 μΙ	DP7646	les 40	•	DP7656	les 40	
		DP7647	les 120		DP7657	les 120	

- en polypropylène
- fonctionnalité assurée de -86°C à +100°C
- étiquetage alphanumérique contrasté
- centrifugation jusqu'à 6.000 g
- · bords de puits surélevés et surface lisse
- géométrie de puits optimisée
- · degré de pureté PCR clean ou stérile

Microplaques Eppendorf DeepWell colorées 96 puits













- en polypropylène
- fonctionnalité assurée de -86°C à +100°C
- étiquetage alphanumérique contrasté
- · centrifugation jusqu'à 6.000 g
- bords de puits surélevés et surface lisse
- · géométrie de puits optimisée
- · empilage facile et fiable

volume	jaune	vert	bieu		Prix H
	•	•	•		
		PCR C	lean		
500 µl	DP7700	DP7701	DP7702	les 40	
1000 µl	DP7703	DP7704	DP7705	les 20	
2000 µl	DP7706	DP7707	DP7708	les 20	
		Stér	ile		
500 µl	DP7709	DP7710	DP7711	les 40	
1000 µl	DP7712	DP7713	DP7714	les 20	
2000 µl	DP7715	DP7716	DP7717	les 20	