

Microplaques Deepwell Riplate® RW (Round Wells)

96
puits




- en PP vierge ou PS
- sans bord pour permettre l'insertion de flacons, ou l'utilisation de films adhésifs
- modèle avec rebord surélevé pour éviter la contamination croisée et permettre un meilleur cachetage thermosoudé
- fond rond pour optimiser le mélange et la récupération
- pour une utilisation avec des systèmes automatisés
- stockage à -80°C

capacité	matériau	bords	puits	fond	référence	Prix HT
1 ml	PS	sans bord	ronds	U	RP4070	les 20
1 ml	PP	sans bord	ronds	U	RP4080	les 20
1 ml	PP	bords surélevés	ronds	U	RP4082	les 20

Microplaques Deepwell Riplate® SW (Square Wells)

96 puits | 48 puits | 24 puits



- en PP vierge
- puits carrés profonds
- conçues pour simplifier la permutation des plaques dans les systèmes automatisés
- idéales pour héberger des cultures cellulaires et bactériennes
- bonne résistance chimique



capacité	matériau	bords	puits	fond	référence	Prix HT
2 ml	PP	sans bord	96 puits carrés	U	RP4090	les 20
5 ml	PP	sans bord	48 puits carrés	V	RP4091	les 20
10 ml	PP	sans bord	24 puits carrés	V	RP4092	les 20
Couvercles						
Couvercles pour plaque 96 puits 2 ml					RP4095	les 20
Couvercles pour plaque 48 puits 5 ml					RP4096	les 20
Couvercles pour plaque 24 puits 10 ml					RP4097	les 20