

FILMS ET ADHÉSIFS POUR MICROPLAQUES

Degrés de pureté

Eppendorf garantit des performances fiables, une contamination minimale et une conformité aux normes scientifiques exigeantes grâce à un contrôle et une certification rigoureux de la qualité et de la pureté, disponibles en divers degrés, de ses pointes, tubes et plaques.



PCR Clean

- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR



Sterile

- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)

Films auto-adhésifs en polypropylène



- en polypropylène transparent / polyester
- scellage et protection des perforations indésirable
- qualité PCR clean

DP7820 Films adhésifs en PP, les 100 Prix HT

Films pour thermosoudage en polypropylène



- en polyester/polypropylène
- assurent un scellage étanche de vos plaques PCR
- qualité PCR clean

DP7830 Films de thermosoudage en PP, les 100 Prix HT

Tapis de scellage pour plaques DeepWell



- autoclavables
- scellage performant pour incubation et stockage
- qualité PCR clean

DP7860 Tapis pour plaque DW96/50 et 1000, les 50 Prix HT
DP7861 Tapis pour plaque DW96/2000, les 50

Films auto-adhésifs en aluminium



- en aluminium
- scellage et protection des échantillons photo-sensibles
- qualité PCR clean

DP7840 Films adhésifs en aluminium, les 100 Prix HT

Films pour thermosoudage en aluminium



- en aluminium
- haute résistance aux températures élevées
- assurent un scellage étanche des plaques PCR
- qualité PCR clean

DP7850 Films de thermosoudage alu., les 100 Prix HT

Couvercles pour microplaques et DeepWell



- protection stable et flexible des échantillons
- PCR clean ou stérile

DP7870 Couvertres pour plaques **PCR Clean**, les 80 Prix HT
DP7871 Couvertres pour plaques **Steriles**, les 80