

Microtubes PCR
exempts de RNase, DNase, ADN

- en polypropylène, autoclavables +121°C
- modèles gradués
- surface d'écriture
- exempts de RNase, DNase
- sans ATP, ni ADN humain
- apyrogènes
- livrés en sachets refermables



Microtubes	graduations				référence	Prix HT
microtubes 0,2 ml						
microtubes 0,2 ml avec capuchon en dôme		zone de marquage			PP2200	les 1000
microtubes 0,2 ml avec capuchon en dôme verrouillable		zone de marquage			PP2201	les 1000
microtubes 0,2 ml avec capuchon plat		zone de marquage			PP2202	les 1000
microtubes 0,2 ml avec capuchon plat verrouillable		zone de marquage			PP2203	les 1000
microtubes 0,5 ml						
microtubes 0,5 ml avec capuchon en dôme		zone de marquage			PP2204	les 1000
microtubes 0,5 ml avec capuchon plat		zone de marquage			PP2205	les 1000
microtubes 0,5 ml avec capuchon plat perçable		zone de marquage			PP2206	les 1000
microtubes 0,5 ml avec capuchon plat perçable verrouillable	gradués	-	Ø7,8 x h30 mm	30 000 g	PP2010	les 1000
microtubes 0,5 ml avec capuchon plat perçable inviolable	gradués	zone de marquage	Ø8,0 x h32 mm	17 000 g	PP2020	les 1000
microtubes 1,5 ml						
microtubes 1,5 ml avec capuchon plat perçable	gradués	zone de marquage	Ø10 x h40 mm	25 000 g	PP2008	les 1000
microtubes 1,5 ml avec capuchon plat perçable verrouillable	gradués	-	Ø10,6 x h38,6 mm	30 000 g	PP2011	les 1000
microtubes 1,5 ml avec capuchon plat perçable inviolable	gradués	zone de marquage	Ø10,5 x h40 mm	17 000 g	PP2021	les 1000
microtubes 2 ml						
microtubes 2 ml avec capuchon plat perçable	gradués	zone de marquage	Ø11 x h42 mm	25 000 g	PP2009	les 1000
microtubes 2 ml avec capuchon plat perçable verrouillable	gradués	--	Ø10,7 x h40,1 mm	30 000 g	PP2012	les 1000
microtubes 2 ml avec capuchon plat perçable inviolable	gradués	zone de marquage	Ø10,5 x h40 mm	13 000 g	PP2022	les 500
microtubes 5 ml						
microtubes 5 ml avec capuchon plat perçable verrouillable	gradués	-	Ø16,6 x h56,6 mm	21 000 g	PP2013	les 500

Barrettes de 8 ou 12 microtubes PCR

Barrettes de microtubes	référence	Prix HT
barrettes 8 microtubes		
barrettes de 8 microtubes 0,1 ml sans capuchons	PP2210	les 125
barrettes de 8 microtubes 0,2 ml sans capuchons	PP2211	les 125
barrettes de 8 capuchons en dôme	PP2212	les 125
barrettes de 8 capuchons plats QPCR	PP2213	les 125
barrettes 12 microtubes		
barrettes de 12 microtubes 0,2 ml sans capuchons	PP2220	les 80
barrettes de 12 capuchons en dôme	PP2221	les 80
barrettes de 12 capuchons plats QPCR	PP2222	les 80

- en polypropylène
- autoclavables +121°C
- capuchon marquable
- exempts de RNase, DNase, apyrogènes
- livrés en sachets refermables



Barrettes de 8 microtubes PCR
avec capuchons solidaires

- en polypropylène
- autoclavables +121°C
- capuchon individuel marquable
- exempts de RNase, DNase, apyrogènes
- livrés en sachets refermables

Barrettes de 8 microtubes	taille	référence	Prix HT
microtubes 0,1 ml			
barrettes de 8 microtubes 0,1 ml capuchons plats QPCR individuels	15,24 mm	PP2230	les 120
microtubes 0,2 ml			
barrettes de 8 microtubes 0,2 ml capuchons à dôme individuels		PP2240	les 120
barrettes de 8 microtubes 0,2 ml capuchons plats QPCR individuels		PP2241	les 120

