

Microtubes PCR individuels 0,2 ml
avec capuchon clipsable

- en PP qualité médicale
- parfaitement transparents
- capuchon plat attaché
- paroi fine : chauffage et refroidissement rapides
- exempts de DNase, ADN et RNase
- autoclavables à +121°C
- compatibles avec tous les thermocycleurs
- accélération jusqu'à 6000 RCF



capacité	capuchon	coloris	référence	Prix HT
0,2 ml	capuchon plat	transparent	BL4002 les 1000	

Microtubes PCR en barrettes de 8
avec barrettes de capuchons clipsables

- en PP parfaitement transparents
- capuchons plats ou en dôme, en barrettes séparées de 8
- paroi fine : chauffage et refroidissement rapides
- exempts de DNase, ADN et RNase
- autoclavables à +121°C
- compatibles avec tous les thermocycleurs
- accélération jusqu'à 6000 RCF



capacité	capuchon	référence	Prix HT
0,1 ml x 8	barrettes de capuchons plats	BL4010 1 les 125 barrettes	
	barrettes de capuchons plats	BL4012 les 125 barrettes	
0,2 ml x 8	barrettes de capuchons dôme	BL4013 2 les 125 barrettes	

Microtubes PCR blancs opaques
en barrettes de 8
avec barrettes de capuchons clipsables

- en PP blancs opaques
- capuchons plats, en barrettes séparées de 8
- paroi fine : chauffage et refroidissement rapides
- exempts de DNase, ADN et RNase
- autoclavables à +121°C
- compatibles avec tous les thermocycleurs
- accélération jusqu'à 6000 RCF



capacité	capuchon	référence	Prix HT
0,1 ml x 8	barrettes de capuchons plats	BL4011 les 125 barrettes	