

Microtubes PCR en PP

CITOTEST



- avec capuchon plat ou bombé pour un transfert thermique optimal, naturel
- en sachets de 1000 microtubes
- modèle 0,5 ml avec zone de marquage

capacité	dim. (Ø x h)	graduations	référence	Prix HT
0,2 ml	Ø6,0x21 mm	non gradués	CT5000	les 1000
0,5 ml	Ø7,8x30 mm	0,01 / 0,3 / 0,5 ml	CT5001	les 1000

Barrettes de tubes PCR en PP

CITOTEST



- avec capuchon plat
- autoclavables
- en sachets de 200 microtubes

capacité	barrettes	référence	Prix HT
0,2 ml	barrette de 8 microtubes	CT5010	les 200
	barrette de 12 microtubes	CT5011	les 200