

**Microplaque PCR à jupe Amplate™**  
96 puits 100 µl

**96 puits**

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes



- jupe large sous la plaque avec trous de positionnement
- surface intérieure polie et inerte
- transfert de chaleur rapide grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- coin inférieur droit coupé facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- emballage refermable inviolable

	référence	Prix HT
Microplaques couleur naturelle	DS3815 les 100	

**Microplaques PCR à jupe opaques Amplate™**  
96 puits 100 µl

**96 puits**

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes



- polypropylène spécial faible adhérence
- jupe large sous la plaque avec trous de positionnement
- surface intérieure polie et inerte
- transfert de chaleur rapide grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- deux coins coupés facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- compatibles avec les systèmes robotisés
- emballage refermable

	référence	Prix HT
Microplaques blanches	DS3812 les 10	
Microplaques noires	DS3813 les 10	

**Microplaques PCR à jupe opaques Amplate™**  
384 puits de 40 µl

**384 puits**

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes

 Pour procédures fluorescentes.




- polypropylène spécial faible adhérence
- jupe large sous la plaque avec trous de positionnement
- surface intérieure polie et inerte
- transfert de chaleur rapide grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- deux coins coupés facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- emballage refermable inviolable

	référence	Prix HT
Microplaques blanches 384 puits	DS3810 les 100	
Microplaques noires 384 puits	DS3811 les 100	

**Microplaques PCR à jupe Amplate™** 384 puits de 40 µl

**384 puits**

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes



- polypropylène spécial faible adhérence
- surface intérieure polie et inerte
- transfert de chaleur rapide grâce à une épaisseur de paroi mince et uniforme
- deux coins coupés facilitant l'orientation
- grille alphanumérique
- emballage refermable inviolable

	naturel	bleu	vert	rouges	jaune	Prix HT
Plaques PCR	DS3865	DS3866	DS3867	DS3868	DS3869	les 100