


## Microplaques PCR Bio-Cert® 24, 48 puits sans jupe

**24 puits** **48 puits**

- polypropylène
- exemptes RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C
- apyrogènes
- sans inhibiteurs de PCR

- format compact adapté à tous les thermocycleurs courants
- bords de puits surélevés : protection contre la contamination croisée
- parois minces : transfert de chaleur rapide
- codes alphanumériques
- scellables avec bandes de capuchon ou film
- peuvent être découpées à l'aide de ciseaux




	transparent		blanc	
	●		○	
Plaques sans jupe, 24 puits surélevés 0,2 ml	BD3101 [1]	les 40	BD3102 [2]	les 40
Plaques sans jupe, 48 puits surélevés 0,2 ml	BD3111 [3]	les 40	BD3112 [4]	les 40

## Microplaques à jupe PCR 384 puits

**384 puits**

- ▶ transparentes ou blanches pour la mesure de fluorescence
- ▶ modèles pour Roche Lightcycler 480

- en polypropylène blanc ou transparent
- avec jupe
- profil bas
- puits 40 µl pour échantillons de 2 µl à 30 µl
- parois minces et lisses : transfert de chaleur rapide et récupération maximale de l'échantillon
- codes alphanumériques
- scellables avec bandes de capuchon ou film
- particulièrement rigide pour une manipulation sûre avec des systèmes automatisés



profil	volume	jupe	bord de tubes	coin coupé	transparent	blanc	Prix HT
					●	○	
plaques profil bas, volume 0,15 ml							
profil bas	30 µl	jupe	-	A24 - P24	BD3141		les 50
profil bas	30 µl	jupe	-	A24	BD3142		les 50
profil bas	30 µl	jupe	pour Roche Lightcycler 480	A24 - P24		BD3143	les 50