

# PARASITOLOGIE



|  |     |
|--|-----|
| cellules Mac Master à double quadrillage       | 158 |
| kits de diagnostics parasitologique des selles | 159 |
| kits duo des techniques Bailenger, SAF, MIF    | 160 |



## Cellules Mac Master à double quadrillage

- numération des œufs de parasites et des coccidies dans les excréments
- dim. : 75 x 32 mm, prof. : 1,5 mm
- couvercle en verre
- 2 quadrillages 10 x 10 mm, divisés en 10, sur 3 supports fixés



Prix HT

**CEL6034** Cellule Mac Master double quadrillage



## Cellules Mac Master à triple quadrillage

- numération des œufs de vers en milieux liquide
- dim. : 127 x 26 mm, prof. : 1,5 mm
- couvercle en verre
- 3 quadrillages 10 x 10 mm, divisées en 10
- 2 pinces pour fixer le couvercle



Prix HT

**CEL6035** Cellule Mac Master triple quadrillage