

i Échelle 1:1

Pipettes de transfert graduées, en plastique


- en LDPE très transparent
- modèles non stériles livrés en vrac

- modèles stériles livrés en emballage individuel, ou par 20, en sachet Polybag refermable et stérilié avec oxyde d'éthylène



bulbe	graduations	gouttes/ml	longueur	stérile	conditionnement	référence	Prix HT
-------	-------------	------------	----------	---------	-----------------	-----------	---------

Pipettes pasteur 1,5 ml



0,8 ml 0,1 à 0,3 ml 21 gouttes/ml 116 mm

-	en vrac	CT4200	les 500
stériles	emballage par 20	CT4202	les 400
stérile	emballage individuel Peel-Pack	CT4204	les 100

Pipettes pasteur 3 ml



2,2 ml 0,25 à 1 ml 25 gouttes/ml 140 mm

-	en vrac	CT4210	les 500
stériles	emballage par 20	CT4212	les 400
stérile	emballage individuel Peel-Pack	CT4214	les 100


Pipettes pasteur 5 ml



3,1 ml 0,25 à 1 ml 25 gouttes/ml 145 mm

-	en vrac	CT4220	les 500
stériles	emballage par 20	CT4222	les 400
stérile	emballage individuel Peel-Pack	CT4224	les 100

Pipettes pasteur 5 ml



3,4 ml 0,25 à 1 ml 25 gouttes/ml 150 mm

-	en vrac	CT4230	les 500
stériles	emballage par 20	CT4232	les 400
stérile	emballage individuel Peel-Pack	CT4234	les 100

Pipettes pasteur 5 ml



1,8 ml 0,5 à 2 ml 24 gouttes/ml 155 mm

-	en vrac	CT4240	les 500
stériles	emballage par 20	CT4242	les 400
stérile	emballage individuel Peel-Pack	CT4244	les 100


Pipettes pasteur 7 ml



3,2 ml 0,5 à 3 ml 20 gouttes/ml 155 mm

-	en vrac	CT4250	les 500
stériles	emballage par 20	CT4252	les 400
stérile	emballage individuel Peel-Pack	CT4254	les 100

Pipettes pasteur 7,5 ml



3,5 ml 0,5 à 3 ml 23 gouttes/ml 148 mm

-	en vrac	CT4260	les 500
stériles	emballage par 20	CT4262	les 400
stérile	emballage individuel Peel-Pack	CT4264	les 100