

### Flacons pour urine 60 ou 100 ml capuchon avec système d'aspiration intégré



PLASTIQUE  
polypropylène

- en polypropylène transparent
- gradué
- zone de marquage dépolie
- étiquette de protection sur le couvercle
- capuchon vissant hermétique en polyéthylène jaune avec joint torique interne et **système d'aspiration intégré**

capacité	dim.	stérile	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
				en vrac		emballage unitaire
60 ml	Ø49 x 58 mm	-	PP2360	les 400	PP2363	les 400
		stériles	PP2361	les 400	PP2362	les 400
120 ml	Ø58 x 72 mm	-	PP2350	les 200	PP2353	les 250
		stériles	PP2351	les 300	PP2352	les 250

### Kit pour prélèvement d'urine 60 ml



PLASTIQUE  
polypropylène

PLASTIQUE  
PET

chaque kit contient :

- 1 tube sous vide 9 ml gradué, en PET, avec étiquette, dim. Ø16 x 100 mm
- 1 flacon 60 ml gradué, en polypropylène, avec zone de marquage et couvercle vissant jaune, dim. Ø 49 x 58 mm, avec **système d'aspiration intégré**
- en emballage stérile peel-pack

kits de prélèvement	référence	Prix HT
kits tube 9 ml + flacon 60 ml	PP2370	les 100
kits tube 9 ml avec additif + flacon 60 ml	PP2371	les 100

### Canules de prélèvement pour collecte d'urine



- pour tubes à essai sous-vide

longueur	stériles	conditionnement	référence	Prix HT
90 mm	-	vrac	PP2400	les 1000
	stériles	par 100	PP2401	les 1000
	stériles	individuel	PP2402	les 400
170 mm	-	vrac	PP2403	les 800

### Flacons 150 ml pour urine avec orifice de prélèvement



- en polypropylène
- graduations jusqu'à 100 ml
- orifice pour le passage d'une pipette
- zone de marquage dépolie
- couvercle vissant

capacité	dim.	réf.	prix HT	réf.	prix HT
150 ml	Ø58 x 72 mm		flacons non stériles en vrac		flacons stériles en emballage individuel
		● PP2430	les 500	● PP2431	les 200