

ÉCOUVILLONS

Brossettes Gynobrush® plus prélèvement gynécologique

certification
UE 2017/745



- longueur totale 200 mm
- tige en plastique
- tête avec embout de sécurité en plastique souple

référence	référence	Prix HT
Brosses Gynobrush® plus	HC1050 les 100	

Brossettes Gynobrush® spécial prélèvement gynécologique


certification
UE 2017/745



- longueur totale 200 mm
- tige en plastique
- tête forme triangulaire
- usage unique

référence	référence	Prix HT
Brosses Gynobrush® plus standard	HC1060 les 100	

Spatules de Ayre en bois



modèle	référence	Prix HT
Spatules AYA standard	AYA les 1000	
Spatules AYB spéciales	AYB les 1000	

Spatules de Ayre en bois

deltalab



- bords arrondis
- modèle stérile par oxyde d'éthylène
- longueur totale 178 mm

modèle	référence	Prix HT
Spatules standard	AX3161 les 100	
Spatules stériles Peel-Pack	AX3162 les 500	

Spatules de Ayre en plastique

deltalab



- polypropylène autoclavable
- bords arrondis
- modèle stérile par oxyde d'éthylène
- longueur totale 179 mm

référence	référence	Prix HT
Spatules standard	AX3165 les 500	
Spatules stériles Peel-Pack	AX3166 les 500	
Spatules stériles Flow-Pack	AX3167 les 500	