

Kits d'échantillonnage de surface SANI-SPONGE®

- détection de la présence de microorganismes telles que la *Listeria*, la *Salmonelle*, l'*E. coli* et autres pathogènes alimentaires présents sur les diverses surfaces de préparation
- conformes aux normes HACCP
- kits stériles par irradiation gamma

Kit éponge sèche :

- - 1 éponge de cellulose, sèche
- - 1 sac 450 ml, dim. 114 x 229 mm, avec zone d'écriture et fermeture scellée parfaitement étanche
- - 1 paire de gants stériles

Kit éponge humide :

- - 1 éponge de cellulose hydratée d'une solution neutralisante, eau peptonée tamponnée ou tampon neutralisant, suivant modèle
- - 1 sac 600 ml, dim. 160 x 229 mm, avec zone d'écriture et fermeture scellée parfaitement étanche
- - 1 paire de gants stériles



référence

Prix HT

SA1130 Kits SANI-SPONGE® éponge sèche, les 400

SA1132 Kits SANI-SPONGE® éponge humidifiée avec eau peptonée tamponnée, les 100

SA1134 Kits SANI-SPONGE® éponge humidifiée avec tampon neutralisant, les 100

