

Kits d'échantillonnage de surface SANI-STICK®

- facilitent l'échantillonnage pour la détection des microorganismes tels que la *Listeria*, la *Salmonella*, l'*E. coli* et autres agents pathogènes d'origine alimentaire
- éponge fixée sur un manche rigide permettant d'atteindre des endroits difficiles d'accès, mécanisme pour libérer l'éponge sans y toucher
- facile d'utilisation, permet d'éliminer plusieurs étapes du processus tout en réduisant le risque de contamination croisée
- conformes aux normes HACCP
- résiste aux températures d'incubation
- stériles par irradiation gamma

Kit éponge humide :

- - 1 éponge de cellulose hydratée d'une solution neutralisante, eau peptonée tamponnée ou tampon neutralisant, suivant modèle, fixée sur un manche rigide
- - 1 sac 600 ml, dim. 160 x 229 mm, avec zone d'écriture et fermeture scellée parfaitement étanche



référence

Prix HT

SA1140 Kits SANI-STICK® éponge humidifiée avec eau peptonée tamponnée, les 100

SA1142 Kits SANI-STICK® éponge humidifiée avec tampon neutralisant, les 100

