

Sur-bottes pour échantillonnage des sols  
WIPA-BOOTS®

- kit WIPA-BOOTS® (Walk and Inspect for Prevention Analysis), solution d'échantillonnage rapide et simple en agroalimentaire
- le kit comprend un sac stérile 600 ml, 160 x 230 mm à fermeture étanche, et une paire de sur-bottes pré-humidifiée dans 23 ml du tryptone sel, solution permettant le transport de différents pathogènes, pour une analyse fiable et sécurisée
- stériles et sans biocides
- convient à toutes les pointures de bottes de travail
- prévention, détection et maîtrise des infections par des pathogènes comme les virus (H1N1, peste porcine africaine, SDRP, circovirus, Newcastle) et les bactéries (Salmonelle et E. coli incluant STEC)



référence

Prix HT

SA1150 Kits WIPA-BOOTS® avec sur-bottes d'échantillonnage, les 100

