


### Écouvillons secs stériles tige en plastique sécable

- tige en plastique sécable, point de rupture à 80 mm
- extrémité en mousse de polyuréthane
- pointe standard ou nasopharyngée (pour prélèvement nasal, pédiatrique ou urétral)
- longueur 150 mm
- dispositif médical de classe IIa
- emballage individuel



tige	extrémité	pointe	référence	Prix HT
plastique sécable	mousse polyuréthane	standard	PP4110	les 500
plastique sécable	mousse polyuréthane	nasopharyngée	PP4111	les 500

### Écouvillons secs stériles tige en bois

- tige en bois
- extrémité en coton
- pointe standard
- longueur 150 mm



tige	extrémité	pointe	stériles	emballage	référence	Prix HT
bois	coton	standard	-	par 100	PP4120	les 2000
bois	coton	standard	stériles	individuel	PP4121	les 4000
bois	coton	standard	stériles	individuel	PP4122	les 1000
bois	coton	standard	stériles	par 2	PP4123	les 3000
bois	coton	standard	stériles	par 10	PP4124	les 5000

### Écouvillons secs tige en plastique

- tige en plastique
- extrémité en viscosse
- pointe standard
- longueur 150 mm



tige	extrémité	stériles	emballage	référence	Prix HT
plastique	viscose	-	par 100	PP4115	les 4000
plastique	viscose	stériles	individuel	PP4116	les 1000

### Écouvillons secs tige en aluminium

- tige en aluminium
- extrémité en viscosse
- pointe standard
- longueur 147 mm



tige	extrémité	stériles	emballage	référence	Prix HT
aluminium	viscose	-	par 100	PP4117	les 2000
aluminium	viscose	stériles	individuel	PP4118	les 500