

Seringues plastique stériles 2 pièces Chirana®

certification
DM 93/42/CE



- seringues 2 pièces : corps en polypropylène parfaitement transparent et piston en polyéthylène bleu, sans joint
- sans caoutchouc, pyrogène, latex, DEHP, ni PVC, non toxiques
- stérilisation par oxyde d'éthylène
- usage unique
- embout Luer
- écoulement fluide
- graduations noires, double ligne d'arrêt et position 0 ml
- seringues livrées avec ou sans aiguille
- emballage individuel

volume	aiguille		seringues embout Luer	
seringues sans aiguille				
2 ml	-		VX2002	les 100
5 ml	-		VX2005	les 100
10 ml	-		VX2010	les 100
20 ml	-		VX2020	les 80
seringues avec aiguille				
2 ml	0,60 x 30 mm	23 G	VX2102	les 100
5 ml	0,70 x 35 mm	22 G	VX2105	les 100
10 ml	0,80 x 40 mm	21 G	VX2110	les 100
20 ml	0,80 x 40 mm	21 G	VX2120	les 80

Seringues plastique stériles 3 pièces Chirana®

certification
DM 93/42/CE



- seringues 3 pièces : corps en polypropylène parfaitement transparent, piston en polyéthylène bleu, joint en caoutchouc synthétique lubrifié
- sans pyrogène, latex, DEHP, ni PVC, non toxiques
- stérilisation par oxyde d'éthylène
- usage unique
- embout Luer excentré ou Luer Lock centré permettant d'injecter jusqu'à la dernière goutte de produit
- écoulement fluide
- graduations noires
- seringues livrées avec ou sans aiguille
- emballage individuel

volume	aiguille		seringues embout Luer		seringues embout Luer Lock	
seringues sans aiguille						
1 ml	-		VX2201	les 100	VX2301	les 100
2 ml	-		VX2202	les 100	VX2302	les 100
3 ml	-		VX2203	les 100	VX2303	les 100
5 ml	-		VX2205	les 100	VX2305	les 100
10 ml	-		VX2210	les 100	VX2310	les 100
20 ml	-		VX2220	les 50	VX2320	les 50
30 ml	-		VX2230	les 50	VX2330	les 50
50 ml	-		VX2250	les 50	VX2350	les 50
seringues avec aiguille						
2 ml	0,60 x 30 mm	23 G	VX2402	les 100	-	-
5 ml	0,70 x 35 mm	22 G	VX2405	les 100	-	-
10 ml	0,80 x 40 mm	21 G	VX2410	les 100	-	-
20 ml	0,80 x 40 mm	21 G	VX2420	les 50	-	-

Seringues 3 pièces stériles pour vaccin

VITREX

certification
DM 93/42/CE



- seringues 3 pièces : corps en polypropylène parfaitement transparent, piston en polyéthylène, joint en caoutchouc synthétique lubrifié
- sans pyrogène, latex, DEHP, ni PVC, non toxiques
- stérilisation par oxyde d'éthylène
- usage unique
- embout Luer excentré
- écoulement fluide
- graduations noires
- seringues livrées avec aiguille
- emballage individuel

volume	aiguille		référence	Prix HT
2 ml	0,60 x 30 mm	23 G	VX2402	les 100
5 ml	0,70 x 35 mm	22 G	VX2405	les 100

Seringues Plastipack Tuberculine stériles

certification
DM 93/42/CE



- 1 ml
- embout Luer
- seringues 3 pièces : corps en polypropylène parfaitement transparent, piston en polyéthylène, joint en caoutchouc
- lubrifiant à base de silicone garantissant un mouvement continu du piston
- sans latex
- impression claire
- stérilisation par oxyde d'éthylène
- livrées sans aiguille
- emballage individuel

type	volume	aiguille	embout	référence	Prix HT
Tuberculine	1 ml	-	Luer centré	DS6106 les 120	DS6106