

Aiguilles hypodermiques Medoject®

certification
DM 93/42/CE

Gauge	dim. (Ø x l)	référence	Prix HT
30 G	Ø 0,30 x 12 mm	VX2501	les 100
27 G	Ø 0,40 x 12 mm	VX2502	les 100
27 G	Ø 0,40 x 20 mm	VX2503	les 100
27 G	Ø 0,40 x 20 mm	VX2504	les 100
27 G	Ø 0,40 x 40 mm	VX2505	les 100
26 G	Ø 0,45 x 12 mm	VX2506	les 100
26 G	Ø 0,45 x 16 mm	VX2507	les 100
26 G	Ø 0,45 x 25 mm	VX2508	les 100
25 G	Ø 0,50 x 16 mm	VX2509	les 100
25 G	Ø 0,50 x 20 mm	VX2510	les 100
25 G	Ø 0,50 x 25 mm	VX2511	les 100
25 G	Ø 0,50 x 40 mm	VX2512	les 100
24 G	Ø 0,55 x 25 mm	VX2513	les 100
24 G	Ø 0,55 x 38 mm	VX2514	les 100
23 G	Ø 0,60 x 16 mm	VX2515	les 100
23 G	Ø 0,60 x 25 mm	VX2516	les 100
23 G	Ø 0,60 x 30 mm	VX2517	les 100
23 G	Ø 0,60 x 40 mm	VX2518	les 100
23 G	Ø 0,60 x 60 mm	VX2519	les 100
22 G	Ø 0,70 x 25 mm	VX2520	les 100
22 G	Ø 0,70 x 30 mm	VX2521	les 100
22 G	Ø 0,70 x 35 mm	VX2522	les 100
22 G	Ø 0,70 x 40 mm	VX2523	les 100
22 G	Ø 0,70 x 50 mm	VX2524	les 100
21 G	Ø 0,80 x 16 mm	VX2525	les 100
21 G	Ø 0,80 x 25 mm	VX2526	les 100
21 G	Ø 0,80 x 30 mm	VX2527	les 100
21 G	Ø 0,80 x 40 mm	VX2528	les 100
21 G	Ø 0,80 x 50 mm	VX2529	les 100
20 G	Ø 0,90 x 25 mm	VX2530	les 100
20 G	Ø 0,90 x 30 mm	VX2531	les 100
20 G	Ø 0,90 x 40 mm	VX2532	les 100
20 G	Ø 0,90 x 50 mm	VX2533	les 100
19 G	Ø 1,10 x 25 mm	VX2534	les 100
19 G	Ø 1,10 x 30 mm	VX2535	les 100
19 G	Ø 1,10 x 40 mm	VX2536	les 100
19 G	Ø 1,10 x 50 mm	VX2537	les 100
18 G	Ø 1,20 x 25 mm	VX2538	les 100
18 G	Ø 1,20 x 40 mm	VX2539	les 100
18 G	Ø 1,20 x 50 mm	VX2540	les 100
17 G	Ø 1,50 x 50 mm	VX2541	les 100
16 G	Ø 1,60 x 25 mm	VX2542	les 100
16 G	Ø 1,60 x 40 mm	VX2543	les 100
15 G	Ø 1,80 x 40 mm	VX2544	les 100



- pour injection : intramusculaire, sous-cutanée, intraveineuse et intra-artérielle
- aiguilles constituées :
 - d'une embase en polypropylène translucide pour permettre le contrôle visuel du débit, avec code couleur conforme aux normes AFNOR
 - d'un tube en acier inoxydable avec pointe en biseau, lubrifiée au silicone pour une pénétration en douceur
- sans pyrogène, latex, DEHP, ni PVC et non toxiques
- usage unique
- stérilisation par oxyde d'éthylène
- livrées par 100, emballage individuel