


# 12 - ÉVACUATION DES DÉCHETS

## SharpSafe® conteneurs de sécurité NF X 30-507



- conformes aux normes ISO 23907-1:2019, ISO 14001, ISO 16103, TRBA 250, NF X 30-507 et ADR UN 3291
- conformes à la directive 94/62/CE, Directive 2019/904 et au règlement 2010/32/UE
- fabriqué avec du plastique recyclé (selon norme ISO 16103:2005)
- déconnexion d'une seule main
- poignée solide pour le transport
- résistants à la perforation.
- autoclavables à +121°C.
- étiquettes normalisées

capacité	dimensions (l x p x h)	poids	référence	Prix HT
0,20 litre	79 x 39 x 146 mm	64 g	AX1014	
0,45 litre	105 x 50 x 170 mm	65 g	AX1016	
0,60 litre	108 x 52 x 224 mm	112 g	AX1020	
1 litre	90 x 108 x 187 mm	125 g	AX1050	
2 litres	197 x 126 x 177 mm	216 g	AX1100	
4 litres	175 x 175 x 245 mm	310 g	AX1200	
7 litres	175 x 175 x 380 mm	420 g	AX1300	