

Réfrigérateurs de laboratoire ExGuard® -2°C à +20°C

**Ex** ATEX int./ext.

-2°C à +20°C

certifiables COFRAC

froid ventilé



**Caractéristiques générales**

- **certification COFRAC** : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage COFRAC (nous contacter)
- régulateur électronique avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- report des alarmes sur un contact sec
- historique alarme température
- température constante et homogène
- 1 passage de cuve diamètre 25 mm pour mise en place d'1 ou plusieurs sondes externes GTC
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- évaporation automatique des condensats

**Construction**

- extérieur acier laqué blanc
- isolation 60 mm de polyuréthane expansé
- sens d'ouverture réversible
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- fluide réfrigérant écologique R600a
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs sur demande

<b>capacité brute</b>	<b>614 litres</b>
<b>capacité utile</b>	<b>486 litres</b>
<b>précision</b>	±5°C
<b>nombre de grilles livrés / max.</b>	4/48 grilles
<b>nombre de tiroirs livrés / max.</b>	0/4 tiroirs
<b>dim. ext. (lxpxh)</b>	820 x 789 x h2120 mm
<b>poids</b>	157 kg
<b>consommation</b>	1,62 kWh/24h
<b>pieds / roues</b>	4 routes (2 fixes + 2 pivotantes avec freins)
<b>Réfrigérateurs porte pleine</b>	GM1880 <a href="#">1</a>
<b>Réfrigérateurs porte vitrée</b>	GM1885 <a href="#">2</a>
<b>accessoires</b>	
<b>grilles acier plastifié</b>	GM1801
<b>grilles inox</b>	GM1805
<b>plateaux perforés inox</b>	GM1809