


CUVES À COLORATION

Portoir à coloration inox, cuve en verre



- cuve en verre 220 x 150 mm
- portoir extensible et inclinable, en inox

référence	Prix HT
ML1123 Portoir inox extensible et inclinable	
TH1013 Cuve en verre	


Portoir de Bongert inox cuve en verre



- portoir extensible pour lames 26 mm
- cuve en verre 220 x 150 mm

référence	Prix HT
C16 Portoir métallique avec cuve en verre	


Godets à coloration à cavité hémisphérique



- dimensions 40 x 40 mm

référence	Prix HT
TH1071 Godet en verre clair avec couvercle	
TH1072 Godet en verre noir avec couvercle	

Portoir à coloration inox, cuve en inox



- cuve inox à parois obliques, dim. : 240 x 140 x h40 mm
- support inox inclinable

référence	Prix HT
ML1122 Cuve inox avec support inox	

Portoir en fil plastifié cuve en verre



- portoir en fil d'acier plastifié blanc
- cuve en verre 220 x 150 mm

référence	Prix HT
ML1121 Chevalet en fil d'acier blanc	
TH1013 Cuve en verre, 220 x 150 mm	

Portoir de lames



- préparation et séchage des lames
- en plexiglas
- emplacements numérotés et zone de marquage
- capacité jusqu'à 12 lames

référence	Prix HT
TH1055 Support de lames	

Support plexi pour séchage des lames

- permet de laisser sécher les lames colorées
- les lames sont placées en position inclinée sur du papier filtre
- les emplacements des lames sont numérotés de 1 à 12
- logement pour deux paquets de papier filtre spécialement aménagé dans le socle du support
- livré avec deux paquets de 25 formats de papier-filtre 200 x 45 mm

référence	Prix HT
ML1124 Support plexi pour séchage des lames avec deux paquets de papier-filtre	
ML1125 Recharge de papier-filtre, le jeu de 2 paquets de 25 formats 200 x 45 mm	

