

## Plaques à 10 cavités en verre 4 mm



- en verre comprimé
- cavités de haute qualité optique, polies, comprimées et numérotées
- dim. plaque : 107 x 57 x 4 mm
- 10 cavités Ø 14 mm x prof 2 mm

|  |         |
|--|---------|
| référence                              | Prix HT |
| <b>MR3241</b> Plaque 12 cavités, les 6 |         |

## Plaques à coloration en verre 4 mm



- en verre comprimé
- bords biseautés
- surface mate
- dim. plaque : 79 x 63 x 4 mm
- 12 cavités Ø 16 mm x prof 2 mm

|   |         |
|---|---------|
| référence                               | Prix HT |
| <b>MR3242</b> Plaque 12 cavités, les 15 |         |

## Plaques micro floculations en verre 4,5 mm



- en verre comprimé
- cavités de haute qualité optique polies, comprimées et numérotées
- rainures de débordement
- dim. plaque : 89 x 57 x 4,5 mm
- 12 cavités Ø 15 mm x prof 1,5 mm

|   |         |
|---|---------|
| référence                                       | Prix HT |
| <b>MR3243</b> Plaque micro floculations, les 12 |         |

## Plaques à coloration 12, 24 ou 30 cavités



- en verre flotté
- bords biseautés et des coins coupés
- cavités polies
- dim. plaque : 130 x 100 x 6 mm
- cavités Ø 20/22 mm x prof 2 mm

| cavités           | dim. plaque      | référence     | Prix HT |
|-------------------|------------------|---------------|---------|
| <b>6 cavités</b>  | 130 x 100 x 6 mm | <b>MR3244</b> |         |
| <b>12 cavités</b> | 130 x 100 x 6 mm | <b>MR3245</b> |         |
| <b>24 cavités</b> | 130 x 100 x 6 mm | <b>MR3246</b> |         |

## Plaques à coloration 24 ou 30 cavités



- en verre flotté
- bords biseautés, coins coupés
- cavités polies
- cavités Ø 24 mm x prof 3 mm

| cavités           | dim. plaque      | référence     | Prix HT |
|-------------------|------------------|---------------|---------|
| <b>24 cavités</b> | 130 x 200 x 6 mm | <b>MR3247</b> |         |
| <b>30 cavités</b> | 170 x 200 x 6 mm | <b>MR3248</b> |         |

## Plaques à coloration avec une surface mat



- en verre flotté
- bords biseautés
- surface mate
- cavités polies
- cavités Ø 16 mm x prof 1,5 mm
- cavités avec un diamètre de 16 mm et une profondeur de 1,5 mm

| cavités           | dim. plaque    | référence     | Prix HT |
|-------------------|----------------|---------------|---------|
| <b>12 cavités</b> | 76 x 60 x 4 mm | <b>MR3249</b> | les 5   |