

# AUTOMATE À COLORATION

## Automate de coloration des lames

- ▶ un bras robotisé trempe, agite, rince et sèche les lames
- ▶ réduction de la manipulation
- ▶ mémoire 10 programmes



Bras robotisé  
avec panier  
support de  
lames

1 + 2

- automate constitué d'une plate-forme de coloration avec des bacs et d'une glissière avec un bras robotisé muni d'un panier support de lames
- panneau de commande séparé pour une meilleure protection
- la plate-forme de coloration présente 4 bacs à coloration en plastique, un puits de rinçage et un puits de séchage
- les lames sont chargées dans le panier, capacité jusqu'à 20 lames
- le bras robotisé se déplace sur la glissière, il plonge et agite le panier de coloration dans les bacs successifs
- l'eau de rinçage peut être élevée jusqu'à +15°C au-dessus de la température de la pièce
- système de drainage en option pour renouveler l'eau entre chaque rinçage, évitant toute contamination croisée
- les lames peuvent être séchées au ventilateur, avec ou sans chaleur
- programmation : position du panier, temps de trempage, de repos et d'agitation et de séchage
- mémoire 10 programmes
- dim. / poids : 700 x 440 x h400 mm / 23 kg
- alim. : 100-240 V - 50 / 60 Hz - 250 W
- livré avec 1 panier et 4 bacs en plastique interchangeables, avec couvercles

capacité portoir	référence	Prix HT
Automate de coloration	UL2800 1	
Accessoires		
Système de drainage du bac de rinçage	UL2801	
Couvercle en méthacrylate	UL2802 2	
Panier support de lames de rechange	UL2803	
Bac en plastique de rechange, avec couvercle	UL2804	