

Kit complet de Kleihauer-Betke (4 x 1 L) RAL

- composition :
RAL Kleihauer-Betke Fixative x 1 L
RAL Kleihauer-Betke Eluting Solution x 1 L
RAL Kleihauer-Betke Counterstain x 1 L
RAL Kleihauer-Betke Stain

| référence | Prix HT |
|-----------|--|
| RA361000 | Kit complet de Kleihauer-Betke (4 x 1 L) RAL |

Fixateur pour kit de Kleihauer RAL, 1 litre

Solution d'élution pour kit de Kleihauer RAL, 1 litre

- hématologie : utilisé dans la coloration RAL Kleihauer-Betke pour fixer le frottis avant d'effectuer les étapes de coloration pour la détection des globules rouges fœtaux avant un examen microscopique du frottis.

- hématologie : utilisé dans la coloration RAL Kleihauer-Betke pour « éluer » les globules rouges adultes, étape qui permettra de les discriminer des globules rouges fœtaux à l'issue de la coloration avant un examen microscopique du frottis.

| référence | Prix HT |
|-----------|---|
| RA313000 | Fixateur pour kit de Kleihauer RAL, 1 litre |

| référence | Prix HT |
|-----------|---|
| RA313010 | Solution d'élution pour kit de Kleihauer RAL, 1 litre |