

Contre-colorant pour kit de Kleihauer RAL, 1 litre

- hématologie : utilisé dans la coloration RAL Kleihauer-Betke pour colorer en rose réfringent les globules rouges fœtaux ce qui permettra de les discriminer des globules rouges adultes qui apparaîtront comme des cellules fantômes (vidées de leur contenu cytoplasmique) avant un examen microscopique du frottis

référence

Prix HT

RA313020 Contre-colorant pour kit de Kleihauer RAL, 1 litre

Colorant nucléaire pour kit de Kleihauer RAL, 1 litre

- hématologie : utilisé dans la coloration RAL Kleihauer-Betke pour colorer les noyaux des leucocytes en violet ce qui permettra de ne pas les confondre avec les globules rouges fœtaux avant un examen microscopique du frottis.

référence

Prix HT

RA313030 Colorant nucléaire pour kit de Kleihauer RAL, 1 litre