

KITS HOMOLOGUÉS UN3373 / UN2814

Kits 1250 ml personnalisables avec pot + portoir de tubes



kits destinés à recevoir des tubes de prélèvement étanches et résistant à une pression différentielle de 95 kPa



	kit 1 portoir	kit 3 portoirs
boîte carton	123 x 123 x h196 mm	123 x 123 x h196 mm
pot 1250 ml	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm
portoirs	1 portoir mousse 2 tubes	1 portoir mousse 2 tubes 1 portoir carton 2 à 10 tubes 1 casier carton 36 tubes
sachet 95 kPa	-	1 sachet 95 kPa BIOHAZARD A5
papier bulle	-	1 papier bulle 300x400 mm
Étiquette	Étiquette personnalisée, sur demande	
Kits de transport	NK1010 [1]	NK1100/NM [2]

- **pot à fermeture à vis 1250 ml** avec opercule étanche,
- **boîte de transport** à rabats, patte de verrouillage
- **portoirs** pour tubes
- modèle avec **sachet souple**, étanche, résistant à une pression différentielle de **95 kPa format A5** (240 x 175 mm), double fermeture sécurisée, zip et adhésif, inviolable

Kits UN3373 ou UN2814 1250 ml avec pot + portoir de tubes



kits destinés à recevoir des tubes de prélèvement étanches et résistant à une pression différentielle de 95 kPa

- **pot à fermeture à vis 1250 ml** avec opercule étanche,
- **boîte de transport** à rabats, patte de verrouillage, impression UN3373 ou UN2814 noire
- **portoir** pour tubes



	kit 1 portoir 14 tubes	kit 1 portoir 2 tubes	kit 1 portoir 2 tubes	kit 2 portoirs	kit 3 portoirs
boîte carton	123x123xh196mm	123 x 123 x h196 mm	123 x 123 x h196 mm	123 x 123 x h196 mm	123 x 123 x h196 mm
pot 1250 ml	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm	Ø100 x h160 mm
portoirs	1 portoir mousse 14 tubes	1 portoir mousse 2 tubes	1 portoir mousse 2 tubes	1 portoir mousse 2 tubes 1 portoir carton 2 / 10 tubes	1 portoir mousse 2 tubes 1 portoir carton 2 à 10 tubes 1 casier carton 36 tubes
papier bulle	1 papier bulle 300x400 mm	-	1 papier bulle 300 x 400 mm	1 papier bulle 300 x 400 mm	1 papier bulle 300 x 400 mm
Kits UN2814	BK1880 [1]	BK1885 [2]	BK1890 [2]	NK1100 [3]	BK1840 [4]
Kits UN3373	BK1950	BK1955	BK1960	BK1980	BK1990