

# KITS HOMOLOGUÉS UN3373 ISOTHERMES

## kits isothermes POLAIRPACK UN3373 avec calage + sachet + absorbant



### ► transport des matières infectieuses réfrigérées ou congelées, jusqu'à -80°C

- boîte isotherme résistant aux chocs thermiques et mécaniques
- extérieur en carton blanc, intérieur et couvercle en carton blanc qualité alimentaire, résistant à l'humidité
- isolation en mousse polyuréthane haute densité, épaisseur jusqu'à 60 mm
- joint sous couvercle : plaque de mousse 3 mm
- livrée montée, avec, selon modèles : calages, sachets, absorbants et étiquettes



	2 litres	11 litres	22 litres	55 litres
<b>boîte en carton</b>	210 x 190 x h270 mm	380 x 380 x h340 mm	430 x 360 x h450 mm	530 x 530 x h420 mm
<b>sachet</b>	<b>1 x sachet 95 kPa</b> format A5 : 240 x 175 mm	2 sacs Biopouch A3 350 x 445 mm	2 sacs Biopouch A3 350 x 445 mm	4 sacs Biopouch A3 350 x 445 mm
<b>absorbant</b>	1 cartouchière absorbante 6 places	4 absorbant absorption 150 ml	8 absorbant absorption 150 ml	16 absorbant absorption 150 ml
<b>calage</b>	1 calage pour boîte FEFCO	1 calage 2 zones	1 calage 2 zones	1 calage 4 zones
<b>étiquette</b>	-	-	-	"Dry Ice"
<b>Kits UN3373</b>	<b>CK2002</b>	<b>CK2011</b>	<b>CK2022</b>	<b>CK2055</b>

## Kit isotherme POLAIRPACK® UN3373 boîte isotherme + pot 1000 ml



### ► transport des matières infectieuses réfrigérées ou congelées, jusqu'à -80°C

- boîte isotherme résistant aux chocs thermiques et mécaniques, livrée montée
- extérieur en carton blanc, intérieur et couvercle en carton blanc qualité alimentaire, résistant à l'humidité
- isolation en mousse polyuréthane haute densité épaisseur 40 mm
- plaque de mousse 3 mm sous couvercle
- pot, absorbant, papier bulle, calage et étiquette



	1000 ml
<b>boîte isotherme</b>	310 x 310 x h320 mm
<b>pot plastique</b>	1 pot 1000 ml - Ø100 x h150 mm
<b>absorbant</b>	1 absorbant, absorption 150 ml
<b>papier bulle</b>	1 feuille 300 x 400 mm
<b>calage en carton</b>	1 calage pour 1 pot 1000 ml
<b>étiquette</b>	"Dry Ice"
<b>Kits UN3373</b>	<b>CK2510</b>

## Boîtes isothermes POLAIRPACK® UN3373 avec calage



- boîte isotherme résistant aux chocs thermiques et mécaniques
- extérieur en carton blanc, intérieur et couvercle en carton blanc qualité alimentaire, résistant à l'humidité
- isolation en mousse polyuréthane haute densité, épaisseur jusqu'à 60 mm
- joint sous couvercle : plaque de mousse 3 mm
- livrés montés, avec calage



capacité	dim. carton	référence	Prix HT
<b>30 litres</b>	450 x 390 x h385 mm	<b>CK2530</b>	
<b>35 litres</b>	580 x 432 x h455 mm	<b>CK2535</b>	
<b>55 litres</b>	530 x 530 x h420 mm	<b>CK2555</b>	