

## Boîtes de transport pour tubes



- boîte de transport pour 40 tubes à essai
- dim. 215 x 125 x h180 mm
- couvercle hermétique avec joint et serrures de sécurité
- marquage Biohazard
- classées comme conteneur secondaire selon la réglementation ADR/RID
- livrées avec un insert en mousse de polyuréthane, lavable et absorbante, pour 40 tubes Ø12-17mm
- autres inserts en option



Référence	Prix HT
<b>PP1530</b> portoir avec insert 40 emplacements, les 5	
<b>inserts supplémentaires</b>	
<b>PP1531</b> Insert 3 emplacements pour tubes Ø60mm, l'unité	
<b>PP1532</b> Insert 4 emplacements pour tubes Ø45mm, l'unité	
<b>PP1533</b> Insert 8 emplacements pour tubes Ø25mm, l'unité	
<b>PP1534</b> Insert 10 emplacements pour tubes Ø35mm, l'unité	
<b>PP1535</b> Insert 40 emplacements pour tubes Ø12-17mm, l'unité	