

Tubes à hémolyse en polystyrène

PLASTIQUE
polystyrène

Tubes à fond rond
type Sorvall



- sans rebord

capacité	étiquette	capuchon	Ø ext. x h	référence	Prix HT
5 ml	-	-	Ø 12 x 75 mm	PP2801	les 1000
5 ml	étiquette	-	Ø 12 x 75 mm	PP2802	les 1000
5 ml	-	capuchon	Ø 12 x 75 mm	PP2803	les 1000
5 ml	étiquette	capuchon	Ø 12 x 75 mm	PP2804	les 1000

Tubes à fond rond



- sans rebord

capacité	Ø ext. x h	grad.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			en vrac		emballage par 250	
2,5 ml	Ø 11 x 64 mm	-	PP2811	les 1000		
3 ml	Ø 11,5 x 55 mm	-	PP2812	les 1000		
5 ml	Ø 13 x 75 mm	-	PP2813	les 1000		
10 ml	Ø 16 x 100 mm	-	PP2814	les 2000	PP2815	les 3750
		gradués	PP2816	les 2000	PP2817	les 3750

Tubes à fond rond
pour RIA



- gradués à 2 ml

capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
3 ml	Ø 11 x 70 mm	PP2806	les 1000
4 ml	Ø 12 x 70 mm	PP2807	les 1000

Tubes coniques
type Sorvall



- sans rebord

capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
4,5 ml	Ø 12 x 75 mm	PP2805	les 1000

Tubes coniques



- sans rebord

capacité	Ø ext. x h	conditionmt	référence	Prix HT
10 ml	Ø 16 x 100 mm	en vrac	PP2818	les 2000
10 ml	Ø 16 x 100 mm	par 250	PP2819	les 3000