

## Tubes à hémolyse en polystyrène

### Tubes à fond rond


- centrifugation : jusqu'à 7 500 g



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
3 ml	Ø 11,5 x h55 mm	AX38601	les 2000
4 ml	Ø 10,8 x h70 mm	AX38602	les 1000
5 ml	Ø 11,8 x h75 mm	AX39601	les 1000
5 ml*	Ø 11,8 x h75 mm	AX39602	les 1000
5 ml	Ø 12,9 x h75 mm	AX38604	les 1000
7 ml	Ø 12,9 x h100 mm	AX38606	les 500
11 ml	Ø 16,0 x h100 mm	AX39603	les 500
17 ml	Ø 16,3 x h150 mm	AX38608	les 850

\* Modèle à paroi épaisse.

### Tubes à fond rond



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
3 ml	Ø 11,5 x h55 mm	SY1103	les 1000
3 ml	Ø 11 x h70 mm	SY1104	les 1000
5 ml	Ø 12 x h75 mm	SY1105	les 1000
5 ml	Ø 13 x h75 mm	SY1106	les 1000
7 ml	Ø 13 x h100 mm	SY1107	les 1000
10 ml	Ø 16 x h100 mm	SY1110	les 2000

### PLASTIQUE polystyrène

- + • transparent comme du verre, léger et rigide
- température : -25 à +70°C
- • cassant
- dégradé par l'acétone

### Tubes gradués à fond plat avec rebord



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
3 ml	Ø 12 x h56 mm	SY1403	les 6000

### Tubes à fond rond gradués



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
5 ml	Ø 11,8 x h75 mm	AX38603	les 1000
6 ml	Ø 12,0 x h88 mm	AX38605	les 1000
10 ml	Ø 15,8 x h95 mm	AX38607	les 500

### Tubes à fond rond gradués avec rebord



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
4,5 ml	Ø 13 x h75 mm	SY1404	les 4500
5 ml	Ø 12 x h86 mm	SY1405	les 4000
8 ml	Ø 16 x h75 mm	SY1408	les 2500
10 ml	Ø 16 x h100 mm	SY1410	les 2000

### Tubes à fond conique gradués avec rebord



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
10 ml	Ø 16 x h100 mm	SY1411	les 2000
10 ml	Ø 16 x h105 mm	SY1412	les 2000

### Tubes à fond conique



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
10 ml	Ø 16 x h100 mm	SY1111	les 2000

### Tubes à fond conique avec rebord



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
12 ml	Ø 16 x h102 mm	AX38612	les 500

### Tubes à fond conique gradués avec rebord



capacité	Ø ext. x h	référence	Prix HT
12 ml	Ø 16 x h102 mm	AX38613	les 500
12 ml	Ø 17 x h105 mm	AX38614	les 1500
12 ml	Ø 17 x h105 mm	AX38615	les 1500