

TUBES DE CULTURE

Tubes de culture stériles en polystyrène, capuchon deux positions



PLASTIQUE polystyrène

- tubes gradués
- fond rond
- stériles
- capuchon blanc double positions :
 - assure une aération de l'échantillon avec un léger toucher (cultures aérobies)
 - permet une fermeture étanche avec une pression plus forte (cultures anaérobies)



capacité	dim. (Ø x h)	centrifug.	référence		Prix HT	référence		Prix HT
			Stériles / en vrac			Stériles / emb. individuel		
5 ml	Ø12x 75mm	3 000 g	PP4090	les25		PP4091	les 1000	
15 ml	Ø17x100mm	1 400 g	PP4092	les25		PP4093	les 1000	

Tubes de culture polypropylène capuchon deux positions de fermeture



PLASTIQUE polypropylène

- fond rond
- capuchon positions fermées (pour aérobie et anaérobie)
- modèles stériles en emballage individuel



capacité	dimensions	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		standard		stériles	
6 ml	Ø 12 x h75 mm	SY1506	les2000	SY1507	les 500
14 ml	Ø 17 x h100 mm	SY1514	les800	SY1515	les 500

Tubes de culture polystyrène capuchon deux positions de fermeture



PLASTIQUE polystyrène

- fond rond
- capuchon positions fermées (pour aérobie et anaérobie)
- modèles stériles en emballage individuel



capacité	dimensions	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		standard		stériles	
6 ml	Ø 12 x h75 mm	SY1508	les1000	SY1509	les 500
14 ml	Ø 17 x h100 mm	SY1516	les 800	SY1517	les 500