## Tubes à centrifuger 15 et 50 ml en PP graduations moulées ou sérigraphiées



## PLASTIQUE polypropylène

- · graduations moulées ou sérigraphiées, suivant
- tubes présentés sur rack : sur demande





capacité	dim. (Øxh)	bande de marquage	centrifug.	. référence Prix HT	référence Prix HT	référence Prix HT	référence Prix HT	référence Prix HT				
				standard / en vrac	stériles / en vrac	stériles / emb. individuel	standard / sur rack	stériles / sur rack				
tubes sans jupe avec graduations moulées 1												
15 ml	Ø17x120 mm	-	5.000 g	PP5040 les 750	<b>PP5041</b> les 750	PP5042 les 500	-	-				
		bande	5.000 g	<b>PP5043</b> les 150	<b>PP5044</b> les 750	<b>PP5045</b> les 500	-	-				
		bande	5.000 g	-	<b>PP5046</b> les 150	<b>PP5047</b> les 700	-	-				
50 ml	Ø30x115mm	-	8.500 g	PP5048 les 300	PP5049 les 300	PP5050 les 250	-	-				
		bande	8.500 g	PP5051 les 100	PP5052 les 300	PP5053 les 250	-	-				
		bande	8.500 g	-	PP5054 les 100	PP5055 les 600	-	-				
tubes AVEC JUPE avec graduations moulées												
50 ml	Ø30x115mm	-		PP5030 les 250	PP5031 les 250	<b>PP5032</b> les 250	-	-				
		bande	8.500 g	PP5033 les 100	<b>PP5034</b> les 100	<b>PP5035</b> les 500	-	-				
tubes sans jupe avec graduations sérigraphiées 2												
15 ml	Ø17x120mm	bande	10.000 g	<b>PP5060</b> les 50	<b>PP5062</b> les 50	<b>PP5063</b> les 750	<b>PP5061</b> les 50	<b>PP5064</b> les 50				
50 ml	Ø30x115mm	bande	10.000 g	PP5065 les 25	PP5067 les 25	PP5068 les 400	PP5066 les 25	PP5069 les 25				
tubes AVEC JUPE avec graduations sérigraphiées 3												
50 ml	Ø30x115mm	bande	10.000 g	PP5070 les 25	PP5071 les 25	PP5072 les 400	-	•				

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml en PP graduations sérigraphiées









- · tubes coniques en polypropylène hautement transparent
- double filetage : les capuchons s'ouvrent et se ferment facilement, étanchéité conforme aux exigences de l'Association internationale du transport aérien (IATA)
- · grande zone d'écriture blanche
- température -20°C à +121°C
- modèles stériles par rayonnement gamma, apyrogènes
- · emballage en vrac ou sur racks



capacité	vitesse max.	dim. ext.	stériles	emballage	référence	Prix HT	référence	Prix HT
						capuchon standard	capuchon d'obtu	ıration
15 ml	12 000 g	Ø15,8 x 119,6 mm	-	en vrac	BL1501	les 500	BL1504 les 50	00
			stériles	en vrac, par 25	BL1502	les 500	BL1505 les 50	00
			stériles	10 racks de 50	BL1503	les 500	BL1506 les 50	00
50 ml	16 000 g	Ø29,2 x 114,7 mm	-	en vrac	BL5001	les 500	BL5004 les 50	00
			stériles	en vrac, par 25	BL5002	les 500	BL5005 les 50	00
			stériles	10 racks de 50	BL5003	les 500	BL5006 les 50	00