


## Agitateurs magnétiques plaque céramique ou inox

capacité max.  
**15 litres**



- réglage analogique de la vitesse
- excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques, ne se corrodent pas
- plaque en acier inox ou plaque en céramique blanche : facilite le repérage des virages d'indicateurs colorés lors des titrations
- design anti-éclaboussures : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière du châssis

| capacité               | 15 litres                    |
|------------------------|------------------------------|
| surface                | céramique ou inox            |
| dim. surface           | 150 x 150 mm                 |
| vitesse                | réglable 100 à 2000 tr/min   |
| puiss. agitation       | 50 W                         |
| protection             | IP32                         |
| dimensions             | 180 x 255 x h109 mm / 2,4 kg |
| alimentation           | 230 V, 50 Hz                 |
| Agitateur céramique    | YB1710                       |
| Agitateur inox         | YB1715                       |
| Tige statif 12,7x600mm | YB1601                       |

## Agitateur magnétique tactile STUART® aluminium recouvert de céramique

capacité max.  
**20 litres**



- contrôle précis de la vitesse par un pavé de commande tactile, utilisable avec des gants
- minuterie réglable de 0 à 9 h. ou fonctionnement en continu
- boîtier scellé : empêche les déversements à l'intérieur
- écran LCD verrouillable pour éviter les dérèglages accidentels, affichage simultané de la température réelle et de consigne
- dépannage facile grâce aux codes d'erreur numérique
- fixation pour statif à l'arrière de l'appareil

| capacité               | 20 litres                    |
|------------------------|------------------------------|
| surface                | aluminium / céramique        |
| dim. surface           | Ø 135 mm                     |
| vitesse                | réglable 100 à 1800 tr/min   |
| minuterie              | réglable 0 à 9 h. ou continu |
| dimensions             | 175 x 270 x h76 mm / 1 kg    |
| alimentation           | 230 V, 50 Hz                 |
| Agitateur magnétique   | YB1750                       |
| Tige statif 12,7x600mm | YB1601                       |