


AGITATEURS MAGNÉTIQUES NON CHAUFFANTS

Multiprises pour télémodule 4 ou 8 agitateurs



- pour télémodule TM20 ou TM40
- branchement de 4 ou 8 agitateurs sur la multiprise puis celle-ci sur le télémodule
- les 4 ou 8 agitateurs seront contrôlés par un seul télémodule (paramètres identiques entre eux)
- possibilité d'ajouter une rallonge de 3 m pour raccorder l'agitateur à la multiprise
- dimensions :
DIS4 : 48 x 48 x h25 mm
DIS8 : 48 x 92 x h25 mm

référence Prix HT

DIS04 Multiprise 4 agitateurs

DIS08 Multiprise 8 agitateurs

Accessoire

DIS01 Rallonge de 3 mètres

Agitateurs magnétiques sur mesure



- possibilité de commander des agitateurs magnétiques sur mesure, adaptés à vos besoins
- choix du nombre de postes, des dimensions du boîtier et de la distance entre les postes

référence Prix HT

GV9100 Agitateur magnétique sur mesure

Thermomètres à contact



- longueur thermomètre : 50 mm
- livrés sans câble

référence Prix HT

THC150 Thermomètre à contact 20 à +150°C

THC250 Thermomètre à contact 0 à +250°C

THC360 Thermomètre à contact 0 à +360°C