

Agitateur magnétique chauffant 25 litres série AREC 10

temp. max.
+550°C

capacité max.
25 litres

- moteur électrocommuté sans balais
- régulateurs de la vitesse et de la température en continu
- excellente transmission de la chaleur et parfaite uniformité de la température sur la surface de la plaque
- fonction speedServo : vitesse constante quelle que soit la viscosité du milieu agité
- indicateur plaque chaude, lorsque la température est supérieure à +50°C
- corps et boîtier en alliage d'aluminium
- thermorégulation précise sur les modèles digitaux : exactitude $\pm 1,0^\circ\text{C}$ avec sondes Pt100 et Pt1000, exactitude $\pm 0,5^\circ\text{C}$ avec régulateur VTF
- programmation de cycles grâce à un minuteur intégrée
- surveillance des variations de viscosité
- bouton de verrouillage de sécurité
- protection contre la surchauffe
- minuterie bidirectionnelle



1

2



3



4



5



modèle	AREC 10 Advance	AREC 10 Digital
surface	céramique	céramique
capacité	25 litres	25 litres
dimensions plaque	260 x 260 mm	260 x 260 mm
température max.	+550°C	+550°C
vitesse agitation / précis.	30 à 1700 tr/min	100 à 1500 tr/min
affichage	affichage digital	affichage digital
indicateur plaque chaude	icône allumée	à l'écran
dim. (lxpxh) / poids	280 x 420 x h100 mm / 5,6 kg	280 x 420 x h100 mm / 5,6 kg
puissance	1530 W	1530 W
alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Agitateurs	AG1002 1	AG660 2
Agitateurs avec sonde PT100	AG1001	AG6601 3
Agitateurs avec sonde PT100, tige de support et pince	AG1000	AG6602 4
Agitateurs VTP et support	-	AG6603 5
accessoires		
sonde Pt100, l'unité	AG202	AG202
sonde Pt1000, l'unité	AG108	AG108
thermorégulateur électronique, l'unité	PV1400	PV1400
tige statif, l'unité	AG106	AG106
noix de fixation pour sonde, l'unité	AG107	AG107