

## Ampoules forme poire robinet en verre



- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté

capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ3910	les 2
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ3911	les 2
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ3912	les 2
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ3913	les 2
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ3914	les 2
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ3915	l'unité

## Ampoules graduées forme poire robinet en verre



- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø voie	col	grad.	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	2 ml	EZ3930	les 2
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	5 ml	EZ3931	les 2
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	10 ml	EZ3932	les 2
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	10 ml	EZ3933	les 2
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	20 ml	EZ3934	les 2
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	50 ml	EZ3935	l'unité

## Ampoules ambrées forme poire robinet en verre



- en verre borosilicaté 3.3 ambré
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté

capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ3950	les 2
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ3951	les 2
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ3952	les 2
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ3953	les 2
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ3954	les 2
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ3955	l'unité

## Ampoules forme poire robinet en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté

capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ3920	les 2
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ3921	les 2
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ3922	les 2
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ3923	les 2
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ3924	les 2
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ3925	l'unité

## Ampoules graduées forme poire robinet en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø voie	col	grad.	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	2 ml	EZ3940	les 2
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	5 ml	EZ3941	les 2
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	10 ml	EZ3942	les 2
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	10 ml	EZ3943	les 2
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	20 ml	EZ3944	les 2
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	50 ml	EZ3945	l'unité

## Ampoules ambrées forme poire robinet en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3 ambré
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté

capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ3960	les 2
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ3961	les 2
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ3962	les 2
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ3963	les 2
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ3964	les 2
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ3965	l'unité