



## Armoires multirisques avec box résistant au feu 30 minutes

- ▶ stockage sécurisé des produits chimiques et toxiques
- ▶ box certifié EN14470-2 / 30 min

### Construction

- construction : corps en tôle d'acier peint entièrement soudé, pieds de positionnement pour compenser les aspérités du sol
- portes battantes double paroi pleine ou vitrées, selon modèle
- serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative
- ventilation : ventilation naturelle par ouvertures d'aération dans la partie inférieure, raccord de sortie Ø 75 mm en partie supérieure
- renouvellement de l'air, 10 x 4,9 m³/h
- ventilation forcée en option : 120 v/h : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dimension du module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation longueur max. 5 mètres

### Équipements intérieurs au choix

- 2 étagères en acier zingué réglables en hauteur, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, charge max. : 100 kg / étagère
- 3 étagères coulissantes en tôle d'acier peinte avec bac de rétention amovible en plastique, capacité max. 50 kg

### Box EN 14470-1 / 30 minutes

- conforme norme EN14470-1
- résistance 30 minutes au feu
- 2 portes battantes à fermeture automatique
- bac de rétention au sol, en acier recouvert époxy, capacité de rétention 5 litres
- sortie d'évacuation d'air Ø 75 au-dessus du box



1



2

### Façades de portes disponibles en 7 couleurs

couleur	jaune	gris	rouge	bleu	vert	argent	blanc
code RAL	1004	7035	3020	5010	6011		9010
code	J	G	R	B	V	A	W

Ajoutez le code couleur à la suite de la référence de l'armoire



Caisson de ventilation  
en option

### Livraison et installation

- **livraison standard** : incluse dans le prix de l'armoire, prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète, emballée sur palette, au rez-de-chaussée ou sur quai de déchargement, valable en France métropolitaine hors Corse
- **livraison avec installation** : sur demande

Armoires multirisques	armoires 2 portes pleines	armoires 2 portes vitrées
dimensions externes (lxpxh) / poids	1055 x 520 x h1950 mm / 138 kg	1055 x 520 x h1950 mm / 138 kg
dimensions internes (lxpxh)	996 x 495 x h1835 mm	996 x 495 x h1835 mm
configuration	2 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol et 1 box anti-feu 30 minutes	2 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol et 1 box anti-feu 30 minutes
	3 étagères coulissantes et 1 box anti-feu 30 minutes	3 étagères coulissantes et 1 box anti-feu 30 minutes
ventilation		
ventilation standard, ATEX	EX8436 3	EX8436 3