



ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Coffre à poison



- construction double paroi en acier électro-galvanisé, épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides
- 2 étagères en acier
- serrure de porte livrée avec 1 clé

	coffre à poison
dim. intérieures	480 x 270 x h390 mm
dim. étagère (lxpxh)	470 x 270 x h20 mm
charge max. par étagère	10 kg par étagère
dim. extérieures / poids	500 x 300 x h400 mm / 10 kg
Coffre à poison	LMS50

Coffres à poison



- ▶ stockage des produits dangereux
- ▶ armoires murales ou coffres pour armoire



1



2

- parois en acier 10 / 10^{ème} recouvert peinture époxy blanche
- porte battante à fermeture à clé
- symbole normalisé "toxique"
- possibilité de fixation murale
- étagères réglables en hauteur
- modèles assemblables entre eux

	coffre 12 litres	coffre 19 litres
dim. extérieures (lxpxh)	470 x 205 x h380 mm	470 x 205 x h580 mm
dim. intérieures (lxpxh)	460 x 170 x h370 mm	460 x 170 x h570 mm
nombre d'étagères	2 étagères	4 étagères
poids	10 kg	15 kg
Coffres à poison	TX2390 1	TX2395 2

Armoires de sécurité portes pliables



- ▶ stockage sécurisé des produits chimiques et toxiques

Construction

- corps en tôle d'acier peint entièrement soudé
- solides et résistantes
- pieds de positionnement pour compenser les aspérités du sol
- 2 portes pliables à double paroi pour un gain de place

Sécurité

- serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative

Ventilation

- ventilation naturelle par ouvertures d'aération dans la partie inférieure
- raccord de sortie Ø 75 mm partie supérieure
- ventilation en option : 120 v/h : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dimension du module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation longueur max. 5 mètres



1

Équipements intérieurs au choix

- 2 ou 3 étagères en acier zingué, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, étagères réglables en hauteur, charge max. : 100 kg / étagère
- 2 à 6 étagères coulissantes en tôle d'acier peinte avec bac de rétention amovible en plastique, capacité max. 50 kg



2

	armoires comptoirs	armoires hautes
dimensions externes (lxpxh)	1055 x 520 x h1105 mm	1055 x 520 x h1950 mm
dimensions internes (lxpxh)	996 x 493 x h990 mm	996 x 493 x h1835 mm
poids	44 kg	75 kg
armoires		
configuration	2 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol	ES3110 -
	3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol	- ES3140 1
	2 étagères coulissantes	ES3120 2 -
	3 étagères coulissantes	ES3130 -
	4 étagères coulissantes	- ES3150
	6 étagères coulissantes	- ES3160
ventilation		
ventilation standard ATEX	EX8436	EX8436