



ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Armoires de sécurité multirisques portes battantes vitrées

- ▶ **stockage sécurisé des produits chimiques et toxiques**
- ▶ **2 hauteurs, 3 largeurs au choix**

Construction

- corps en tôle d'acier peint entièrement soudé
- pieds de positionnement pour compenser les aspérités du sol
- modèles largeur 540 mm : 1 porte battante vitrée, charnière à gauche, charnière à droite sur demande
- modèles largeur 810 et 1055 mm : 2 portes battantes vitrées

Sécurité

- serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative
- protection contre une utilisation non autorisée

Ventilation

- ventilation naturelle par ouvertures d'aération dans la partie inférieure
- raccord de sortie Ø 75 mm partie supérieure
- ventilation en option : 120 v/h : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dimension du module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation longueur max. 5 mètres

Équipements intérieurs au choix

- 2 ou 3 étagères en acier zingué, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, étagères réglables en hauteur, charge max. : 100 kg / étagère
- 2 à 6 étagères coulissantes en tôle d'acier peinte avec bac de rétention amovible en plastique, capacité max. 50 kg



1



2



3



4



1



5



6



7

	Armoires comptoirs			Armoires hautes		
	largeur 540 mm	largeur 810 mm	largeur 1050 mm	largeur 540 mm	largeur 810 mm	largeur 1050 mm
portes	1 porte *	2 portes	2 portes	1 porte *	2 portes	2 portes
dimensions externes (lxpxh)	545 x 520 x h1105	810 x 520 x h1105	1055 x 520 x h1105	545 x 520 x h1950	810 x 520 x h1950	1055 x 520 x h1950
dimensions internes (lxpxh)	486 x 493 x h990	751 x 493 x h990	996 x 493 x h990	486 x 493 x h1835	751 x 493 x h1835	996 x 493 x h1835
pooids (kg)	28 kg	36 kg	44 kg	51 kg	68 kg	75 kg

Armoires	largeur 540 mm	largeur 810 mm	largeur 1050 mm	largeur 540 mm	largeur 810 mm	largeur 1050 mm
2 étagères, 1 caillebotis, 1 bac rétention	ES2210	ES2240 [4]	ES2020 [1]	-	-	-
3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac rétention	-	-	-	ES3210 [5]	ES3240 [6]	ES3020 [7]
2 étagères coulissantes	ES2220 [3]	ES2250	ES2270	-	-	-
3 étagères coulissantes	ES2230	ES2260	ES2280	-	-	-
4 étagères coulissantes	-	-	-	ES3220 [2]	ES3250	ES3270
6 étagères coulissantes	-	-	-	ES3230	ES3260	ES3280

Ventilation	largeur 540 mm	largeur 810 mm	largeur 1050 mm	largeur 540 mm	largeur 810 mm	largeur 1050 mm
Ventilation standard, ATEX	EX8436 [8]	EX8436 [8]	EX8436 [8]	EX8436 [8]	EX8436 [8]	EX8436 [8]

* charnière à gauche par défaut, charnière à droite sur demande

Façades de portes disponibles en 7 couleurs

couleur	jaune	gris	rouge	bleu	vert	argent	blanc
code RAL	1004	7035	3020	5010	6011		9010
code	J	G	R	B	V	A	W

Ajoutez le code couleur à la suite de la référence de l'armoire



3

caisson de ventilation en option



Livraison et installation

- **livraison standard** : incluse dans le prix de l'armoire, prise de rendez-vous, livraison de l'armoire complète, emballée sur palette, au rez-de-chaussée ou sur quai de déchargement, valable en France métropolitaine hors Corse
- **livraison et installation** : sur demande