



ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Armoires de sécurité multirisques

- ▶ **compartiment pour produits inflammables certifié EN14470-1 / 90 minutes**
- ▶ **compartiment acides**
- ▶ **compartiment bases**
- ▶ **compartiment toxiques**

- **armoires multirisques**
- pictogrammes normalisés
- multicompartiments : séparation par familles de produits dangereux
- solution modulable : modèles assemblables les uns aux autres, étiquetage des compartiments à la demande
- construction acier inox, peinture époxy
- étagères en forme de bac de rétention en acier recouvert de peinture époxy
- bac de rétention en acier, amovible en bas de chaque compartiment
- charge max. : 80 kg par étagère
- aération haute et basse : entrée d'air par les grilles en bas des portes
- raccord de ventilation sur le toit 100 mm pour système d'extraction en option
- portes battantes à fermeture à clé
- angle d'ouverture de la porte : 110°
- étagères : hauteur 30 mm



	armoire 1 porte 2 compartiments	armoire 1 porte ① 3 compartiments	armoire 2 portes ② 2 compartiments	armoire 2 portes 3 compartiments	armoire 2 portes ③ 4 compartiments
compartiment 1	inflammables 1 étagère acier époxy 1 bac de rétention	inflammables 1 étagère acier époxy 1 bac de rétention	inflammables 3 étagères acier époxy 1 bac de rétention	inflammables 3 étagères acier époxy 1 bac de rétention	inflammables 3 étagères acier époxy 1 bac de rétention
compartiment 2	acides / bases 3 étagères acier époxy	acides 2 étagères acier époxy	acides / bases 3 étagères acier époxy	acides 2 étagères acier époxy	acides 2 étagères acier époxy
compartiment 3	-	bases 1 étagère acier inox	-	bases 2 étagères acier inox	bases 2 étagères acier inox
compartiment 4	-	-	-	-	toxiques 1 étagère acier époxy
dim. internes	496 x p446 x h1540 mm	496 x p446 x h1540 mm	1090 x p446 x h1540 mm	1090 x p446 x h1540 mm	1090 x p446 x h1540 mm
dim. externes	595 x p600 x h1950 mm	595 x p600 x h1950 mm	1200 x p600 x h1950 mm	1200 x p600 x h1950 mm	1200 x p600 x h1950 mm
poids	230 kg	232 kg	378 kg	378 kg	378 kg
Armoires	CCF1510	CCF1520	CCF1530	CCF1540	CCF1550
étagères supplémentaires					
étagère époxy	CCF1203	CCF1203	CCF1573	CCF1573	CCF1573
étagère inox	CCF1561	CCF1561	CCF1572	CCF1572	CCF1572

- **Systèmes de ventilation**
- **LMD492 - ventilation**: extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. 290 x p290 x h270 mm, avec gaine et filtre en option
- **LMD483 - ventilation ATEX (anti-explosion)** : permet l'extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, capacité d'aspiration 200 m³/h, filtre en option dim. : 270 x p260 x h430 mm
- **LMD498 (avec alarme) conforme à la norme NF15211- LMD491 (sans alarme)** - ventilation à recyclage d'air filtré : permet l'installation d'une armoire sans extraction vers l'extérieur, les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif (7 kg), le module, livré sans filtre, est à compléter par un filtre au charbon actif, dim. module : 550 x p500 x h200 mm

systèmes de ventilation	référence	Prix HT
ventilation standard ou ATEX, sans filtre, rejet à l'extérieur		
Ventilation standard sans filtre, rejet extérieur	LMD492 ④	
Ventilation ATEX sans filtre, rejet extérieur	LMD483	
gaine souple pour rejet extérieur Ø 100 mm	EC2063	
filtre pour LMD492 et LMD483	LMD382	
ventilation et filtration à recyclage d'air filtré		
Ventilation-filtration, sans filtre, sans alarme	LMD491 ⑤	
Ventilation-filtration NF15211 sans filtre, avec alarme	LMD498 ⑥	
filtre pour acides	LMD902	
filtre pour acides / solvants	LMD903	
filtre pour solvants	LMD904	
pré-filtre anti-poussière (option éventuelle)	LMD901	

